REFORPOST METÁLICO / METALLIC

PORTUGUÊS

DEFINIÇÃO

Pino intrarradicular.

INDICAÇÕES

Para apoio de restaurações ou coroas.

COMPOSIÇÃO

Aço inoxidável.

TÉCNICA DE USO

1. **Preparo do espaço radicular com broca de Largo nº 2.**
2. Seleção do REFORPOST®.
3. Preenchimento do espaço radicular com cimento selecionado pelo Cirurgião-Dentista.
4. Introdução do REFORPOST® no canal. Após a parada deste no fim do canal preparado, faz-se um leve movimento de rotação da chave posicionadora (1/4 de volta) para melhor retenção do mesmo.
5. Confecção do núcleo em resina composta sobre a parte coronária do REFORPOST®.

ADVERTÊNCIAS | PRECAUÇÕES

- Pinos pré-fabricados só podem ser utilizados em dentes com pelo menos 2 mm de remanescente coronário.
- Utilizar somente para apoio de restaurações ou coroas unitárias.

ENGLISH

DEFINITION

Intraradicular post.

INDICATION

Support of restorations and prosthetic crowns.

COMPOSITION

Stainless steel.

DIRECTIONS FOR USE

1. **Prepare the root canal with Largo drill 2.**
2. Selection of REFORPOST®.
3. Filling the root canal with selected cement.
4. Placement of REFORPOST® into the canal. With REFORPOST® properly located in the root canal, gently twist the key to lock the post (1/4 of a clockwise turn).
5. Proceed with core build-up.

CAUTIONS

- Prefabricated posts must be used only with 2 mm of remaining coronal structure.
- Use only to support restorations or single crowns.

ESPAÑOL

DEFINICIÓN

Perno intraradicular.

INDICACIONES

Para apoyo de restauraciones o coronas protéticas.

COMPOSICIÓN

Acero inoxidable.

TÉCNICA DE USO

1. **Preparar el conducto con fresas Peeso (Largo) nº 2.**
2. Selección del perno REFORPOST®.
3. Llenar el conducto con el cemento seleccionado.
4. Con el REFORPOST® debidamente colocado en el conducto, gentilmente gire la llave en sentido horario, dando 1/4 de vuelta para la completa sujeción apical.
5. Preparación del muñón con aplicación del compósito.

ADVERTENCIAS

- Los pernos preformados deben ser utilizados sólo en dientes con 2 mm de remanente dentario coronario.
- Utilizar sólo para apoyo de restauraciones o coronas unitarias.



ANVISA: 10349450045

LEIA AS INSTRUÇÕES
READ INSTRUCTIONS
VEA LAS INSTRUCCIONES

1050750 - 0427012024

For the digital instructions, please acess this QR code.

Simbologia | Symbology | Simbología

Consult instructions for use. Consultar instrucciones de uso. Consulte instruções de uso.	
Manter ao abrigo do sol. Keep under shelter of the sun. Mantener al abrigo del sol.	
Manter seco. Keep dry. Mantener seco.	Produto de uso único. Disposable product. Producto de uso único.

Responsável técnico | Technical contact | Responsable técnico: Sônia M. Alcântara - CRO-PR 4536. **Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A.** CNPJ 00.257.992/0001-37 I.E. 60128439-15. Rua Waldir Landgraf, 101 Bairro Lindóia - CEP 86031-218 - Londrina - PR Brasil. **ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR | CUSTOMER SERVICE | ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:** +55 (43) 2101-3200 - 0800 727 3201 (Brasil) +55 (43) 99919-0244 | sac@angelus.ind.br | www.angelus.ind.br.

ATENÇÃO: Este produto deve ser usado de acordo com as instruções deste manual. O fabricante não é responsável por falhas ou danos causados pela utilização incorreta deste produto ou pela sua utilização em situações de não conformidade com este manual.

ATTENTION: This product must be used according to the instructions described in this manual. The manufacturer is not responsible for failure or damage caused by incorrect handling or use.

ATENCIÓN: Este producto debe ser usado de acuerdo con las instrucciones de este manual. El fabricante no es responsable por fallas o daños causados por la utilización incorrecta de este producto, o por su utilización en situaciones que no estén de acuerdo con este manual.