

AccuFab-F1 Impressora 3D

O Futuro é Agora





Feita sob medida para próteses All-on-X

A AccuFab-F1 foi otimizada para produzir próteses de alta qualidade em casos All-on-X. Com velocidades de impressão muito rápidas, garante a produção rápida de restaurações duráveis e precisas, atendendo às demandas mais exigentes da odontologia.




Maior Precisão

Ofereça uma precisão incomparável. Projetada para a excelência, nossa impressora captura cada detalhe com perfeição, elevando a qualidade das suas restaurações dentárias.



Fluxo de Trabalho Fácil

Simplifique o dia a dia do seu laboratório com uma interface intuitiva e fácil de usar. Da configuração à produção, tenha operações eficientes em todas as etapas.





Impressão Mais Rápida

Maximize a eficiência com máquinas ópticas de alta potência e tecnologia avançada, garantindo precisão constante e redução significativa no tempo de impressão. Velocidade incrível, especialmente com resinas de alta viscosidade, acelerando a produção sem perda de qualidade.



Ideal para Impressão HyperClear


Com o tanque de resina especial HyperClear, a AccuFab-F1 se destaca na fabricação de impressões transparentes. Essa capacidade única garante transparência e durabilidade superiores, tornando-a ideal para aparelhos e placas odontológicas.





Filme de Liberação Rápida

Tanque com design de três fivelas para montagem e desmontagem rápidas, economizando tempo e custos.




Sensor Inteligente

Deteccção automática de plataforma, tanque e resíduos, com alertas claros na tela para evitar erros.



Configuração Intuitiva

Instalação simples com fivela única e encaixe fácil do tanque, reduzindo a complexidade.





Integração de Automação Perfeita

Integração automática com equipamentos de lavagem e cura, proporcionando uma experiência totalmente integrada e sem intervenção manual.



Impressão Otimizada

A tecnologia de aquecimento duplo reduz significativamente o tempo de impressão e melhora a taxa de sucesso da impressão.



AccuFab-F1



AccuFab-CEL



AccuFab-L4D



FabWash



FabCure N2



FabCure 2




Software Intuitivo

Interface simples e fácil de usar, ideal para todos os níveis de experiência.



IA Integrada

Ajustes automáticos com inteligência artificial para resultados consistentes e de alta qualidade, com menos esforço.





Sistema de Materiais Aberto

Compatível com 11 resinas SHINING Dent para diversas aplicações, como splints, dentaduras, modelos, guias e coroas.

Parcerias com marcas líderes oferecem ainda mais opções.

*Alguns materiais estão em processo de validação.

keystone
INDUSTRIES

Graphy

SW SAREMCO

NextDent

DETAX

PacDent
Passion for Excellence

BEGO

pro3dure
medical



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

AccuFab-F1

Tamanho da Impressora	330 x 350 x 575 mm
Peso da Impressora	23 kg
Volume de Impressão (x/y/z)	144 x 81 x 75 mm
Resolução	1920 x 1080
Velocidade de Impressão	Máx. 150 mm/h (dependendo do material e da camada)
Espessura da Camada	50 µm~100 µm (ajustável)
Precisão	± 25 µm
Conectividade	USB/Wi-Fi/Ethernet

*Aviso: A SHINING 3D reserva-se o direito de introduzir modificações ou alterações em quaisquer especificações e imagens utilizadas neste documento.