

SHT-ML Pro 3D

Multi-layer seamless gradient


1. Multicamadas com degradê de cor
2. Transparência super alta
3. Adequado para todas as principais indicações, incluindo facetas, coroas, pontes, inlays, onlays, arco total, região anterior e posterior, etc.
4. Degradê natural de cor, transparência e intensidade



Desempenho

Propriedade	Valor
Densidade antes da sinterização (g/cm ³)	3,15 ± 0,05 PDF
Densidade após a sinterização (g/cm ³)	6,07 ± 0,02 PDF
Coefficiente de expansão térmica (25-500 °C) (K ⁻¹)	10,5 ± 0,5 PDF
Resistência à flexão após a sinterização (MPa)	800-1200 PDF
Transparência (1,0 ± 0,02 mm)	42%-49% PDF
Solubilidade química após a sinterização (µg/cm ³)	<100 PDF
Citotoxicidade	Nível 0 PDF
Radioatividade (Bq/g)	<0,1 PDF
Tenacidade à fratura	≥3,5 PDF
Teor de fase monoclinica superficial após envelhecimento acelerado	<15% PDF
Temperatura de sinterização (°C)	1500 PDF

Curva de Sinterização



Indicações da Rondcera



Faceta



Restauração
Inlay/Onlay



Anterior



Posterior



Ponte (ou
Ponte fixa)



Prótese Parcial
(ou Meia Prótese)



Implante