

CUNHAS ULTRAMATRIX

CUNHAS PLÁSTICAS ULTRAWEDGE INTERPROXIMAIS



TAMANHO G - **W0401-50**
50 UNIDADES
2.2MM X 1.8MM X 17MM
ANVISA 81144440023



TAMANHO M - **W0402-50**
50 UNIDADES
2.2MM X 1.5MM X 17MM
ANVISA 81144440023



TAMANHO P - **W0403-50**
50 UNIDADES
1.4MM X 1.1MM X 17MM
ANVISA 81144440023



TAMANHO XP - **W0404-50**
50 UNIDADES
1.4MM X 1.2MM X 17MM
ANVISA 81144440023

DISPONÍVEL EM:

KIT CUNHAS SORTIDAS

W05 - 200 UNIDADES

CUNHAS ELÁSTICAS ULTRAWEDGE



W10B-25
25 UNIDADES
TAMANHO 2.5MM
ANVISA 81144440023



W10Y-25
25 UNIDADES
TAMANHO 2.00MM
ANVISA 81144440023

CUNHAS PLÁSTICAS ULTRAWEDGE TULWAR



TAMANHO G - **W0601**
40 UNIDADES
1.9MM X 2.2MM X 18MM
ANVISA 81144440023



TAMANHO M - **W0603**
40 UNIDADES
1.1MM X 15MM X 18MM
ANVISA 81144440023



TAMANHO P - **W0602**
40 UNIDADES
1.6MM X 1.8MM X 18MM
ANVISA 81144440023

DISPONÍVEL EM:

KIT CUNHAS SORTIDAS

W605 - 120 UNIDADES

CUNHAS PLÁSTICAS ULTRAWEDGE DIAMANTADAS



TAMANHO XG - **W0707**
40 UNIDADES
ANVISA 81144440023



TAMANHO G - **W0704**
40 UNIDADES
ANVISA 81144440023



TAMANHO XP - **W0701**
40 UNIDADES
ANVISA 81144440023



TAMANHO XM - **W0706**
40 UNIDADES
ANVISA 81144440023



TAMANHO M - **W0703**
40 UNIDADES
ANVISA 81144440023



TAMANHO P - **W0702**
40 UNIDADES
ANVISA 81144440023



TAMANHO PROFUNDO - **W0705**
40 UNIDADES
ANVISA 81144440023

DISPONÍVEL EM:

KIT CUNHAS SORTIDAS

W608 - 120 UNIDADES