

Pt Cunhas Anatômicas / Cunhas Interdentais

As cunhas de madeira TDV são indicadas para uso geral, em procedimentos restauradores com a função mecânica de adaptar a matriz e/ou afastar dentes adjacentes. As cunhas de madeira TDV, não necessitam de recortes ou ajustes, pois seu formato agudo facilita sua introdução na amela e garante a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno.

Uso: Selecionar a cunha desejada. Inserir a cunha no espaço interproximal. Uma vez concluído o procedimento a cunha deve ser removida.

Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. Uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. O produto possui uma extremidade pontiaguda e deve ser manuseado de forma a não causar lesão ao paciente. Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto não deve ser utilizado. Qualquer incidente grave relacionado ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos. O produto é um dispositivo médico. Qualquer incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

Composição: Natural: Madeira. Colorida: Madeira e corantes reativos atóxicos.

Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

Es Cuñas Anatômicas / Cuñas Interdentales

Las Cuñas de madera TDV son indicadas para uso general, en procedimientos restauradores con la función mecánica de adaptar la matriz y/o alejar dientes adyacentes. Las Cuñas de madera TDV no necesitan de recortes o ajustes, pues su formato facilita su introducción en la región interdental y garantizan la adaptación de las matrizes, proporcionando restauraciones libres de exceso sub-gingival y con perfecto contorno.

Uso: Seleccionar la cuña deseada. Introducir la cuña en el espacio interproximal. Una vez concluido el procedimiento la cuña debe ser removida.

Advertencias, precauciones y restricciones: Uso profesional. Uso único. Su reutilización puede causar contaminación cruzada. En caso de alergia comprobada del paciente a cualquiera de los componentes de este producto, el mismo no deberá ser utilizado. Para evitar la deglución o aspiración accidental de este producto, se recomienda el aislamiento absoluto del campo operatorio. El producto posee una extremidad puntiaguda por lo que debe ser manipulado con precaución para evitar riesgo de daños al paciente. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente. El dispositivo es un producto sanitario. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

Composición: Natural: Madera. Colorida: Madera y colorantes reactivos atóxicos.

Almacenamiento: Almacenar en local seco, fresco y al abrigo de la luz solar.

Cunhas Anatômicas / Cuñas Anatômicas

Nº 1	Amarela / Amarelo
Nº 2	Azul
Nº 3	Vermelha / Rojo
Nº 4	Violeta
Nº 5	Natural

Cunhas Interdentais / Cuñas Interdentales

Nº 1	Natural
Nº 2	Verde
Nº 3	Vermelha / Rojo
Nº 4	Amarela / Amarelo

■ TDV Dental Ltda. CNPJ

81.591.786/0001-60

XV de Novembro, 9944

CEP 89107-000

Pomerode/SC – Brasil

Reg. ANVISA: 10291220032

Resp. Téc.n.: Tais Cúgola C. Pereira

CRF/SC 13884

☎ 55 47 3395-6115 | 0800 047 1020

✉ info@tdv.com.br | www.tdv.com.br

EC REP Obelis S.A

Bd. Général Wahis 53

1030 Brussels, Belgium

Tel: + (32) 2.732.59.54

E-mail: mail@obelis.net



En Anatomic Wedges / Interdental Wedges

TDV wooden Wedges are indicated for general use in restorative procedures, with the mechanical function of adapting matrices and/or separating adjacent teeth. The wooden wedges do not require cuts or adjustments, because its shape allows an easy insertion into the interproximal areas and ensures a perfect adaptation of the matrices.

Use: Select the most appropriate wedge size for the procedure. Insert the wedge into the interproximal space. Once the procedure is completed, the wedge must be removed.

Warnings, precautions and restrictions: Professional use only. Single use only. Its reuse may cause cross contamination. If there is proven allergy to any of its components, the product must not be used. To avoid an accidental swallowing of this product, it is necessary the application of a total isolation technique of the operatory field. The product has a sharp point and must be handled with caution to avoid risk of causing harm to the patient. Any serious incident related to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established. The product is a medical device. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Composition: Natural: Wood. Colored: Wood and non-toxic reactive dyes.

Storage: To be stored in a cool and dry place, protected from sunlight.

Fr Coins Anatomiques / Coins Interdentals

Les Coins en bois TDV sont indiqués pour tout usage en procédés de restauration, avec la fonction mécanique d'adapter la matrice et/ou d'éloigner des dents voisines. Les Coins en bois TDV n'ont pas besoin d'être découpés ou adaptés, et assurent la fixation des matrices, proportionnant des restaurations sans excès subgingival et avec un contour parfait.

Usage: Sélectionner la cale désirée. Insérer la cale dans l'espace interproximal. Une fois la procédure conclue, la cale doit être retirée.

Avertissements, précautions et restrictions: Usage professionnel. Usage unique. Toute réutilisation peut provoquer une contamination croisée. Lorsqu'il existe une allergie prouvée à un des composants, le produit ne doit pas être utilisé. Nous recommandons que l'utilisation du produit soit toujours accompagnée de l'isolation absolue du champ opératoire, dans la mesure où des objets libres peuvent être déglutis ou aspirés accidentellement. Le produit a un point tranchant et il doit être utilisé en veillant à ce qu'aucune lésion ne soit causée au patient. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi. Le dispositif est un dispositif médical. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Composition: Naturel: Bois. Coloré: Bois et colorants réactifs atoxiques.

Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière solaire.

Anatomic Wedges / Coins Anatomiques

N° 1	Yellow / Jaune
N° 2	Blue / Bleu
N° 3	Red / Rouge
N° 4	Purple / Violet
N° 5	Natural / Naturelle

Interdental Wedges / Coins Interdentals

N° 1	Natural / Naturelle
N° 2	Green / Vert
N° 3	Red / Rouge
N° 4	Yellow / Jaune

TDV Dental Ltda. CNPJ

81.591.786/0001-60

XV de Novembro, 9944

CEP 89107-000

Pomerode/SC – Brasil

Reg. ANVISA: 10291220032

Resp. Técn.: Tais Cúgola C. Pereira

CRF/SC 13884

☎ 55 47 3395-6115 | 0800 047 1020

info@tdv.com.br | www.tdv.com.br

EC REP Obelis S.A

Bd. Général Wahis 53

1030 Brussels, Belgium

Tel: +(32) 2.732.59.54

E-mail: mail@obelis.net Version 15 - 11/2020



MD Medical Device
Dispositif Médical