




Nobile-2

Nobile-2

Beleza & Naturalidade em 2 Camadas



novadfl.com.br



protesenovadfl.com.br



ident.com.br/novadfl



0800 602 68 80



[/novadfl](https://www.facebook.com/novadfl)




[/novadfl](https://www.youtube.com/novadfl)




Rev. 0







As linhas laterais do nariz definem a posição dos caninos.



A largura do central é proporcional a largura do lateral mais a metade do canino.



A tecnologia de última geração no sistema CAD/CAM garante a precisão e qualidade das matrizes, resultando em dentes com exatidão nos detalhes e nas proporções anatômicas.



Dentina










Esmalte e Dentina



Estratificação em 3D



Polímeros com alto peso molecular e cadeias de ligação cruzada garantem a integridade e elevada resistência da resina.



Cores	
A1	61
A2	62
A3	65
A3,5	66
B2	67
C1	69
D2	77
	81

Anteriores Superiores	Anteriores Inferiores	Posteriores Inferiores
2 D	2 D	30 M - 30 L
3 D	3 D	30 M - 32 M
2N	2 N	30 L
2P	2 P	34 L - 32 L
A 23	3 M	30 M
A 25	2 E	30 M - 32 M
A 26	46	32 M
3 M	3 M	30 M
3 N	3 N	30 M - 30 L
3 P	3 P	32 M - 32 L
263	2 N	30 M - 30 L
264	2 E	32 M - 32 L
266	26	34 L

