

# NEW ACE

KOTA

DENTES DE  
RESINA ACRÍLICA



## CARTA MOLDE

DENTES DE RESINA ACRÍLICA  
COM DUPLA CAMADA



YAMAHACHI DENTAL

# DENTES ANTERIORES NEW ACE

UPPER | SUPERIOR


A B C D

UPPER | SUPERIOR

A B C D

T1		46.8	42.2	7.6	9.8
T2		47.4	42.7	7.7	9.4
T3		50.8	45.8	8.3	11
T4		50	45	8.2	10.2
T5		52.2	47	8.5	11.2
T6		52.9	47.7	8.7	11.3
TL4		49.1	44.2	8.2	11
TL5		53.4	48.1	8.7	10.6
TL6		54.8	49.4	9	11.3
S2		47.8	43.1	7.8	9.5

S3		48.1	43.3	8.1	9.8
S4		49.5	44.6	8	10.6
S5		51.9	46.8	8.5	10.2
S6		52.9	47.7	8.6	11.8
SS2		47.4	42.7	7.8	8.8
SS3		49.4	44.5	8.1	9.2
O2		46.2	41.6	7.6	8.6
O3		49	44.1	8	9.7
O4		51.8	46.7	8.4	10.2
O5		54.4	49	8.7	10.5



TODAS AS MEDIDAS EM MM

- A - Largura em Curva
- B - Largura em Linha Reta
- C - Largura do Incisivo Central
- D - Altura da Coroa

## DENTES ANTERIORES NEW ACE









LOWER | INFERIOR


A B C D

L2		36	32.4	5	8.3
L3		36.9	33.2	5.2	9
L4		37.3	33.6	5.3	9.3
L6		38.1	34.3	5.2	9.2
L7		40	36	5.6	9.8
L8		40.7	36.7	5.5	10.2
S3L		36.4	32.8	5	8
S4L		38.4	34.6	5.2	8.3

## DENTES POSTERIORES NEW ACE


B C

M30 S		30.6	8.8
M30 I		31.7	8.3
M32 S		31.4	8.9
M32 I		33.7	8.6
M34 S		34	9.8
M34 I		35.9	9.2
M36 S		35.8	10.6
M36 I		37.7	10.2



### TODAS AS MEDIDAS EM MM

- A – Largura em Curva
- B – Largura em Linha Reta
- C – Largura do Incisivo Central
- D – Altura da Coroa



### TODAS AS MEDIDAS EM MM

- B – Largura do Conjunto de Dentes
- C – Largura da Coroa

## TABELA DE COMBINAÇÃO

ANTERIOR		POSTERIOR
UPPER SUPERIOR	LOWER INFERIOR	
T1	L2	M30
T2	L2	M30
T3	L6	M32
T4	L4	M30
T5	L7	M32
T6	L7	M32 (M34)
TL4	L6	M34 (M36)
TL5	L8	M34 (M36)
TL6	L8	M34 (M36)
S2	S3L	M30
S3	S4L	M30
S4	L4	M32
S5	L6	M32
S6	L7	M32 (M34)
SS2	S3L	M30
SS3	S4L	M30
O2	S3L	M30
O3	L3	M30
O4	S4L	M32
O5	L6	M32 (M34)

## DENTES DE RESINA

### DE ACRÍLICO COM DUPLA CAMADA

#### CARACTERÍSTICAS

- 5 Formas de dentes anteriores superiores
- Dentes posteriores com cúspides de 30°
- Todas as cores escala Vita: 16 cores universais
- Cor clareada W0,5
- Tecnologia japonesa

#### BENEFÍCIOS

- Aparência natural e harmônica
- Dois formatos inovadores: TL (triangular alongado) e SS (retangular)
- Maior variedade de cores e modelos
- Alta resistência à abrasão
- Dupla prensagem
- Opalescência do terço médio ao incisal
- Lateral proporcional à largura central
- Único dente que possui proporção áurea

#### RESISTÊNCIA

- Testes de abrasão
- Resistência à solventes
- Estabilidade da cor
- Resistência ao desgaste e à fluorescência

#### DUREZA

- Dureza Vickers – HV 21

#### INDICAÇÃO

- Próteses totais ou parciais



#### CORES

ESCALA COM  
16 CORES UNIVERSAIS  
+ COR CLAREADA W0,5

Revisão:  
Novembro/2021

☎ 55 11 4615.9200

🌐 kotaimp.com.br

✉ sac@kotaimp.com.br

📺 /kotagrupo

📷 @grupokota

**KOTA**  
desde 1992

Só se é feliz  
**sorrindo**