

AVENTAL DESCARTÁVEL HNDESC

Registro Anvisa:	80719720001	Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul):	63079010
Responsável Técnico	Janete Prates do Amaral	Certificado de Responsabilidade:	43695

Nome do Produto:	Avental Descartável HNDESC
Modelo do Produto:	Avental Manga Longa e Punho Lastex
Informações Geral:	<p>Avental descartável confeccionado em TNT (Tecido Não Tecido), ajustável com tiras e cintos embutidos para amarrar no pescoço e cintura.</p> <p>São excelentes barreiras físicas e apresenta em suas principais características, o fato de serem resistentes à umidade, à abrasão, à ação de fungos, bactéria e a respingos de líquidos como: água, corantes, sangue, fluidos corpóreos, fluidos orgânicos e entre outros.</p> <p>São dobrados individualmente de forma a facilitar a paramentação, colocado dentro de saco plástico e lacrados para evitar contaminação.</p>
Indicação e Finalidade:	Indicado para proteção do tronco e membros superiores do usuário durante procedimentos cirúrgico-hospitalares, laboratoriais e manuseio de materiais contaminados, podendo ser utilizado por equipe médica, enfermeiros e pacientes com a finalidade de proteger contra respingos de fluidos contaminantes e corpóreos.
Advertências:	<ul style="list-style-type: none">- Produto de uso único;- Produto não estéril;- Proibido reprocessar;- Descartar após o uso, em recipiente para lixo infectante;- Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada, aberta ou rasgada.
Precauções:	<ul style="list-style-type: none">- Não utilize o produto se a embalagem estiver violada, danificada ou úmida.- Não reutilizar os aventais descartáveis.
Efeitos Adversos:	- Não se aplica.
Contraindicações:	- Não se aplica.
Dimensões do Produto (Metro):	Largura: 1,40m Comprimento: 1,00M
Cores:	Branco
Gramatura:	40gr
Composição:	Tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno
Validade:	3 anos após a data de fabricação.
Modo de Uso:	<ol style="list-style-type: none">1.Retirar o Avental descartável da embalagem;2.Colocar sobre a roupa para proteção;3.Deve ser usado de acordo com o protocolo da instituição e ou hospital.
Condições de Armazenamento e Transporte:	<p>As embalagens devem ser armazenadas e transportadas em temperatura ambiente. Deve evitar a exposição direta ao calor, luz e umidade.</p> <p>Os aventais não devem ser armazenados diretamente sobre o chão, sendo assim, recomenda-se a utilização de prateleiras com no mínimo 20cm de altura.</p> <p>O produto deve ser armazenado de forma a impedir qualquer dano ou alteração das suas características, e em sua embalagem.</p>
Forma de Apresentação:	Embalagem primária: saco plástico com 10 unidades. Embalagem secundária: caixa de papelão ou fardo plástico (quantidade de acordo com solicitação do cliente considerando a capacidade das embalagens).
Esterilização:	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Tipo de Embalagem:	<input checked="" type="checkbox"/> Plástica
Reclamação e Atendimento ao Cliente:	Todo cliente ou usuário dos produtos HNDESC, que tiver dúvidas ou queira maiores esclarecimentos sobre os serviços e/ou produtos oferecidos, poderá entrar em contato com a HNDESC através dos dados para contato contido nas instruções de uso e rótulos na embalagem do produto. E-mail: sac@hndesc.com.br qualidade@hndesc.com.br Telefone/WhatsApp: (11) 4441-5000 (11) 9.3798-5001
Fabricado por:	Razão Social: HNDESC Comercio E Confecção de Produtos Hospitalares Ltda. Nome Fantasia: HNDESC CNPJ: 10.235.337/0001-31 Endereço: Rua Jose Lopes,222 - Parque Industrial Araucária - Caieiras-SP

Documento:	Elaborado Por:	Data Elaboração:	Revisão Nº:	Data Revisão:
FP-HNDESC-01	SGQ	15/10/2018	02	03/06/2021

AVENTAL DESCARTÁVEL HNDESC

Registro Anvisa:	80719720001	Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul):	63079010
Responsável Técnico	Janete Prates do Amaral	Certificado de Responsabilidade:	43695

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

Avental Manga Longa



Registro Anvisa

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	HN DESC comercio e confecções de produtos hospitalares Ltda.epp
CNPJ	10.235.337/0001-31
Autorização	8.07.197-2
Produto	AVENTAL DESCARTÁVEL HNDESC

Modelo Produto Médico
Avental Manga Longa; Avental manga curta; Avental punho lastex; Avental sem manga.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Vestimenta Hospitalar
Registro	80719720001
Processo	25351054242201231
Fabricante Legal	HN DESC comercio e confecções de produtos hospitalares Ltda.epp
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

Documento:	Elaborado Por:	Data Elaboração:	Revisão Nº:	Data Revisão:
FP-HNDESC-01	SGQ	15/10/2018	02	03/06/2021