



IODONTOSUL
PRODUCTS FOR HEALTH



FICHA TÉCNICA

PAPEL CARBONO

www.iodontosul.com.br

ÍNDICE

1. PRODUTO	3
2. APRESENTAÇÃO	3
3. REGISTRO M. S.	3
4. NCM	3
5. VALIDADE	3
6. COMPOSIÇÃO	3
7. INDICAÇÃO	3
8. MODO DE USO	4
9. RESTRIÇÕES DE USO	4
10. RECOMENDAÇÕES	4
11. ARMAZENAMENTO	4
12. FABRICADO POR	4

1. PRODUTO

Papel Carbono

2. APRESENTAÇÃO

Dois tipos de apresentação:

- Papel Carbono (Carbon Paper) Azul;
- Papel Carbono (Carbon Paper) Bicolor – Azul e Vermelho

Embalagem Primária: Bloco com 12 Folhas de Papel Carbono;

Embalagem Secundária: N.A.

3. REGISTRO M.S.

80442029001

Risco: Classe II – Médio Risco

4. NCM

30064012

CÓDIGO EAN

7898936467539 - Carbon Paper Azul

7898936467522 - Carbon Papel Bicolor

5. VALIDADE

36 meses

6. COMPOSIÇÃO

- Papeis especiais, ceras vegetais, pigmentos, óleos vegetais, parafina e vaselina.

7. INDICAÇÃO

Produto indicado para uso na articulação dos dentes para marcação dos pontos de contato oclusais.

8. MODO DE USO

Posicionamento do contato na superfície oclusal dos dentes ou próteses a serem testadas;
Articulações dos dentes para marcação dos pontos de contato oclusais;
Ajustes com instrumentos adequados onde se fizer necessário.

9. RESTRIÇÕES DE USO

Não aplicável

10. RECOMENDAÇÕES

Para obter melhores resultados, secar as superfícies dentais a serem testadas.

11. ARMAZENAMENTO

Conservar em lugar seco e arejado.

12. FABRICADO POR

Souza & Leonardi LTDA (07.707.681/0001-71)
Rua Vítor Valpério, 343 - bairro Anchieta, Porto Alegre/RS - Brasil
CEP: 90.200-230 Telefone (51) 3374-2978
iodontosul@iodontosul.com.br
A.F.E. N° 8.04.420-2