

ORTHOMETRIC
Soluções em Ortodontia

www.orthometric.com.br

Tel: 55 14 3311-2727 | 0800 770 4045

ACOMPANHE A ORTHOMETRIC NAS REDES SOCIAIS    

ELÁSTICOS ORTODÔNTICOS
ELASTOMERICS
ORTHOMETRIC
Soluções em Ortodontia

LINHA DE ELÁSTICOS ORTHOMETRIC

EXCELENTE MEMÓRIA DE FORMA E ESTABILIDADE DE COR!

A Orthometric traz uma grande novidade para o mercado de ortodontia, uma completa linha de elásticos ortodônticos produzidos em sua fábrica no Brasil com alto padrão de qualidade e um excelente custo benefício!

A linha de elásticos "Elastomeric Orthometric", é composta por Ligaduras em Bengalinhas, Elásticos em Correntes e Elásticos Intraorais e Extraorais.

Todos os polímeros, pigmentos e aditivos utilizados pela Orthometric, são para uso médico.

Selecionamos polímeros específicos que são mais resistentes a absorções e pigmentações, garantindo assim uma menor alteração de cores e de formação durante o uso.

LIGADURA EM BENGALINHA:

- Embalagens contendo 10 bengalinhas (1.000 anéis);
- Disponível em 25 cores vibrantes e inovadoras;
- 2 Embalagens Sortidas com diferentes cores, incluindo as cores cristais;
- Linha Estética - além da tradicional cor cristal, a linha também conta com as cores Pearl (Perolado) e Pearl Blue (Perolado azulado), muito utilizadas em tratamentos estéticos;
- Possuem excelente memória de forma e são atóxicas;
- Fácil, simples e seguras de manipular.



CÓDIGO	ELASTÔMEROS	CORES
60.03.1001	LIGADURA BENGALINHA	AZUL
60.03.1002	LIGADURA BENGALINHA	VERMELHO
60.03.1003	LIGADURA BENGALINHA	ROSA PINK
60.03.1004	LIGADURA BENGALINHA	PRETO
60.03.1005	LIGADURA BENGALINHA	VERDE MAR
60.03.1006	LIGADURA BENGALINHA	VERDE CRISTAL
60.03.1007	LIGADURA BENGALINHA	PINK CRISTAL
60.03.1008	LIGADURA BENGALINHA	CINZA
60.03.1009	LIGADURA BENGALINHA	CRISTAL
60.03.1010	LIGADURA BENGALINHA	AZUL CRISTAL
60.03.1011	LIGADURA BENGALINHA	AZUL MARINHO
60.03.1012	LIGADURA BENGALINHA	ROXO
60.03.1013	LIGADURA BENGALINHA	BRANCO
60.03.1014	LIGADURA BENGALINHA	AMARELO
60.03.1015	LIGADURA BENGALINHA	AMARELO CRISTAL
60.03.1016	LIGADURA BENGALINHA	ILUAS
60.03.1017	LIGADURA BENGALINHA	AMARELO LIMÃO
60.03.1018	LIGADURA BENGALINHA	PRATA
60.03.1021	LIGADURA BENGALINHA	ROSA BEBÊ
60.03.1020	LIGADURA BENGALINHA	AZUL BEBÊ
60.03.1019	LIGADURA BENGALINHA	ROSA CRISTAL
60.03.1022	LIGADURA BENGALINHA	VERMELHO CRISTAL
60.03.1023	LIGADURA BENGALINHA	LARANJA CRISTAL
60.03.1024	LIGADURA BENGALINHA	PEARL
60.03.1025	LIGADURA BENGALINHA	PEARL BLUE
60.03.1026	LIGADURA BENGALINHA	SORTIDO
60.03.1026	LIGADURA BENGALINHA	SORTIDO CRISTAL

ELÁSTICO EM CORRENTE:

- 25 Cores diferentes de elásticos;
 - Embalagem em rolos com 1,50 m (Todas as Cores) e 4,50 m (nas Cores : Prata, Cristal e Pearl);
 - Disponíveis nas versões de elos curtos, médios e longos;
-
- Linha Estética - além da tradicional cor cristal, a linha de elásticos em correntes também conta com as cores Pearl (Perolado) e Pearl Blue (Perolado azulado), muito utilizadas nos tratamentos estéticos;
 - Possuem excelente memória de forma e são atóxicos.



ELÁSTICO INTRAORAL E EXTRAORAL:

- Embalagem Ziplock para maior praticidade contendo 1.000 anéis (Intraorais) ou 100 anéis (Extraorais);
- Possuem forças calibradas e excelente memória de forma;
- Não possuem odor acentuado (característico do Látex natural).

EMBALAGEM PACIENTE:

- Embalagem contendo 50 saquinhos plásticos com Ziplock para armazenamento de elásticos;
- Benefício: Saquinhos já vem com Ziplock e Odontograma impresso para orientação de uso ao paciente.

CÓD. CURTO	CÓD. MÉDIO	CÓD. LONGO	ELASTÔMEROS	CORES
60.05.5001	60.05.6001	60.05.7001	CORRENTE 1,5M	AZUL
60.05.5002	60.05.6002	60.05.7002	CORRENTE 1,5M	VERMELHO
60.05.5003	60.05.6003	60.05.7003	CORRENTE 1,5M	ROSA PINK
60.05.5004	60.05.6004	60.05.7004	CORRENTE 1,5M	PRETO
60.05.5005	60.05.6005	60.05.7005	CORRENTE 1,5M	VERDE MAR
60.05.5006	60.05.6006	60.05.7006	CORRENTE 1,5M	VERDE CRISTAL
60.05.5007	60.05.6007	60.05.7007	CORRENTE 1,5M	PINK CRISTAL
60.05.5008	60.05.6008	60.05.7008	CORRENTE 1,5M	CINZA
60.05.5009	60.05.6009	60.05.7009	CORRENTE 1,5M	CRISTAL
60.05.5010	60.05.6010	60.05.7010	CORRENTE 1,5M	AZUL CRISTAL
60.05.5011	60.05.6011	60.05.7011	CORRENTE 1,5M	AZUL MARINHO
60.05.5012	60.05.6012	60.05.7012	CORRENTE 1,5M	ROXO
60.05.5013	60.05.6013	60.05.7013	CORRENTE 1,5M	BRANCO
60.05.5014	60.05.6014	60.05.7014	CORRENTE 1,5M	AMARELO
60.05.5015	60.05.6015	60.05.7015	CORRENTE 1,5M	AMARELO CRISTAL
60.05.5016	60.05.6016	60.05.7016	CORRENTE 1,5M	ILUAS
60.05.5017	60.05.6017	60.05.7017	CORRENTE 1,5M	AMARELO LIMÃO
60.05.5018	60.05.6018	60.05.7018	CORRENTE 1,5M	PRATA
60.05.5019	60.05.6019	60.05.7019	CORRENTE 1,5M	ROSA BEBÊ
60.05.5020	60.05.6020	60.05.7020	CORRENTE 1,5M	AZUL BEBÊ
60.05.5021	60.05.6021	60.05.7021	CORRENTE 1,5M	ROSA CRISTAL
60.05.5022	60.05.6022	60.05.7022	CORRENTE 1,5M	VERMELHO CRISTAL
60.05.5023	60.05.6023	60.05.7023	CORRENTE 1,5M	LARANJA CRISTAL
60.05.5024	60.05.6024	60.05.7024	CORRENTE 1,5M	PEARL
60.05.5025	60.05.6025	60.05.7025	CORRENTE 1,5M	PEARL BLUE
60.05.5109	60.05.6109	60.05.7109	CORRENTE 4,5M	CRISTAL
60.05.5118	60.05.6118	60.05.7118	CORRENTE 4,5M	PRATA
60.05.5124	60.05.6124	60.05.7124	CORRENTE 4,5M	PEARL

CÓDIGO	ELASTÔMEROS	MEDIDAS	FORÇA
60.01.1001	LÁTEX	INTRA-ORAL	LEVE 1/8 71g
60.01.2001	LÁTEX	INTRA-ORAL	MÉDIO 1/8 128g
60.01.3001	LÁTEX	INTRA-ORAL	PESADO 1/8 184g
60.01.1002	LÁTEX	INTRA-ORAL	LEVE 3/16 71g
60.01.2002	LÁTEX	INTRA-ORAL	MÉDIO 3/16 128g
60.01.3002	LÁTEX	INTRA-ORAL	PESADO 3/16 184g
60.01.1003	LÁTEX	INTRA-ORAL	LEVE 1/4 71g
60.01.2003	LÁTEX	INTRA-ORAL	MÉDIO 1/4 128g
60.01.3003	LÁTEX	INTRA-ORAL	PESADO 1/4 184g
60.01.1004	LÁTEX	INTRA-ORAL	LEVE 5/16 71g
60.01.2004	LÁTEX	INTRA-ORAL	MÉDIO 5/16 128g
60.01.3004	LÁTEX	INTRA-ORAL	PESADO 5/16 184g
60.01.1005	LÁTEX	INTRA-ORAL	LEVE 3/8 71g
60.01.2005	LÁTEX	INTRA-ORAL	MÉDIO 3/8 128g
60.01.3005	LÁTEX	INTRA-ORAL	PESADO 3/8 184g
60.01.1006	LÁTEX	INTRA-ORAL	LEVE 3/4 71g
60.01.2006	LÁTEX	INTRA-ORAL	MÉDIO 3/4 128g
60.01.3006	LÁTEX	INTRA-ORAL	PESADO 3/4 184g
60.01.1101	LÁTEX	EXTRA-ORAL	LEVE 1/2 227g
60.01.2101	LÁTEX	EXTRA-ORAL	MÉDIO 1/2 341g
60.01.3103	LÁTEX	EXTRA-ORAL	PESADO 1/2 453g



CÓDIGO 60.01.0001