

KERR RESTORATIVES

OPTIBOND FL

Adesivo fotopolimerizável de 3 passos

Sistema adesivo e 4ª geração, contém primer e adesivo em frascos separados.

Indicação

Para aplicações em restaurações diretas e núcleo de preenchimento.



Recomendado como padrão ouro.

Há mais de 20 anos e considerado como padrão ouro no mercado de adesivos, Optibond FL possui eficácia clínica e laboratorial comprovada e certificada por pesquisas realizadas pelas principais universidades e pesquisadores ao redor do mundo.

Apresentação em dois frascos *Prime* 8ml e Adesivo 8ml.

Alta resistência de união.

Monômero GPDM.

48% de carga por peso com 0,6 microns.

Libera flúor.

Simples e confiável, pode ser aplicado em superfícies úmidas ou secas com força de adesão superior.

Excelente integridade marginal menor incidência de microinfiltração.

Composição básica

- **Solvente:** água e etanol.
- **Primer:** HEMA, GPDM, PAMM, canforquinona (CQ).
- **Adesivo:** Bis-GMA, GDMA, HEMA, TEGDMA, UDMA, canforquinona (CQ).
- **Carga:** 48% de carga por peso com 0,6 microns.
- **Carga liberação de flúor:** hexafluorossilicato de sódio.
- **Radiopacidade:** 267%

Apresentação

OptiBond™ FL REFIL (*Prime* - frasco com 8 ml).

OptiBond™ FL REFIL (Adesivo - frasco com 8 ml).