

poly *Safira*

MAIS  
DO QUE PURA  
ESTÉTICA



CONFORTO  
ALIADO À  
PERFORMANCE

# Descubra o Safira

## Gancho Central Redondo

Maior conforto e encaixe seguro para elásticos e fios de amarrilho.

## Máximo Polimento

Superfície hiperpolida por micro esferas de diamante.

## Excelente Retenção Mecânica

Base silanizada, constituída de micro cavidades com raio cérico oclusal e méseo distal.

## Safira Policristalina

A Safira é uma cerâmica de Alumina com altíssima pureza, sinterizada em fornos especiais com atmosfera controlada. Possui alta dureza, alta resistência química e uma superfície perfeitamente lisa, qualidades que proporcionam um bráquete altamente estético aliado à performance.

## Contornos Arredondados

Máximo conforto por possuir dimensões reduzidas e contornos arredondados.

## Pura Estética

Adaptação perfeita para qualquer cor de dente. Seu aspecto transparente e polido proporciona um excelente resultado estético.

## Por que escolher o PolySafira?

PolySafira é a escolha certa em bráquetes ortodônticos estéticos. Com sua estética superior e design arredondado, o PolySafira possui vantagens notáveis sobre os bráquetes convencionais de cerâmica.

Injetados em pura cerâmica de Alumina, os bráquetes são fabricados pela mais moderna Tecnologia CIM (Ceramic Injection Molding). O PolySafira é policristalino, transparente e resistente. Não sofre desgaste e não mancha, mesmo em ambientes de extrema agressão.

Beleza e transparência aliados ao conforto de um design feito sob medida.

**Com o PolySafira seus pacientes se sentirão seguros para continuar sorrindo!**

Cód. Kit: 10.24.900

Reposições para todos os bráquetes.

 **MORELLI**<sup>®</sup>  
ORTODONTIA

[www.morelli.com.br](http://www.morelli.com.br)  
0800 121455 / 0800 7031455

©2018 - Todos os direitos reservados. Dental Morelli Ltda.