

Edgewise Ceramic

Linha Estética

Uma linha de bráquetes para quem
espera por beleza, discrição
e resistência!



- ✓ Construída em cerâmica policristalina translúcida.
- ✓ Design privilegiando as formas arredondadas, com alta resistência e conforto ao paciente.
- ✓ Base constituída de microcavidades (jateadas e silamizadas) com excelente desempenho de colagem e remoção dos bráquetes.
- ✓ Alto grau de deslize, garantindo a livre movimentação dos arcos.



10.18.901

1 Kit 20 peças



Disponibilidade que você encontra em mais de 150 revendedores em todo o Brasil ou através do
Depto. de Vendas Morelli nos fones: 0800.121455 / 0800.7031455 - www.morelli.com.br