

AIIP
dental products

COMPOSIÇÃO

Frasco termoplástico, ACS em aço inoxidável, fita impregnada com esporos de microrganismos resistentes à esterilização, meio de cultura e etiqueta adesiva com indicador químico.

PRECAUÇÕES

Conservar ao abrigo da luz, à temperatura entre 15°C e 30°C e umidade relativa entre 35-60%. Não congelar. Não reutilizar. Não armazenar perto de agentes esterilizantes ou outros produtos químicos. Produto não prejudicial à saúde e isento de registro Anvisa, conforme RDC 185/2001. Informações sobre utilização, vide manual presente nesta caixa e no site www.allprimedental.com.

Fabricado por:
Maximed
CNPJ: 28.531.958/0001-28
Rua Vinte e quatro de maio,
357 - Sto. André | SP - Brasil
Código AIIPrime: 9780962

Distribuído por:
Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A.
Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - GP 03, Distrito Industrial, Itapeva/MG, CEP: 37.655-000, CNPJ: 14.190.675/0002-36
Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde S.A.
Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira,
800, GP 04, Distrito Industrial, São José/SC,
CEP: 88104-785 / CNPJ: 13.612.214/0001-60

 24 meses após a data de fabricação.

dental products
AllPrime **24h**

**INDICADORES BIOLÓGICOS
COLORIMÉTRICOS
VAPOR**

Clicktest

10
unidades

