





ORAIS

Manual Manequim Técnicas Cirúrgicas Menores Oraís



BASE INFERIOR:

- (48) Incluso, impactado e mesioangulado;
- (47) Hírido para extração;
- (43) Hírido para extração;
- (43 e 33) Proliferação óssea mandibular na região lingual;
- (33) Resto radicular;
- (37) Hírido para extração;
- (38) Incluso, impactado e mesioangulado.

BASE SUPERIOR:

- (16) Hírido para extração;
- (15) Hírido para extração;
- (14) Hírido para extração;
- (13) Incluso, horizontal, palatinizado com a tábua óssea rompida;
- (12) Resto radicular;
- (21) Hírido para extração;
- (23) Hírido para extração;
- (25) Hírido para extração;
- (28) Incluso, vertical e vestibularizado com a tábua óssea rompida.



ORAIS