

AIIP *dental product*
Prime

Catálogo de Brocas

MULTILAMINADAS

Acabamento e refinamento mais suave e liso.

Especialmente desenhadas para acabamento e refinamento de materiais restauradores, as brocas multilaminadas possuem ângulo de hélice que permitem um resultado superficial mais liso.


12 lâminas: Indicadas para acabamento de compósitos amálgama e esmalte, elas garantem um corte controlado para um acabamento suave.

30 lâminas: Permite um acabamento mais suave, sendo ideal para uso em cerâmicas e compósitos.


12 LÂMINAS




CILÍNDRICA




CHAMA




CÔNICA PONTIAGUDA




CÔNICA LONGA



OVAL




CÔNICA DE PONTA ARREDONDADA






BALA




AGULHA




30 LÂMINAS




ESFÉRICA




INTERPROXIMAL




CÔNICA
PONTIAGUDA




OVAL



CILÍNDRICA




CILÍNDRICA DE
PONTA RETA







CÔNICA DE PONTA ARREDONDADA




CÔNICA DE PONTA RETA




CÔNICA PONTIAGUDA



BALA



AGULHA





Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento ao consumidor (SAC).

Distribuído por:

Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A.

Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 – GP 03,

Distrito Industrial, Itapeva/MG, CEP: 37.655-000

CNPJ: 14.190.675/0002-36

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde S.A.

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800, GP 04, Distrito

Industrial, São José/SC, CEP: 88104-785

CNPJ: 13.612.214/0001-60

Resp. Técnica: Mariana V. Kunzler – CRF-SC: 4183



