



FICHA TÉCNICA - CERA TRIUNFO

Indicação

Utilizada em consultórios e laboratórios de prótese dentária para moldagens de oclusão inicial ou registro de mordida

Advertências e Precauções

Recomenda-se uso de equipamento de proteção individual, como máscara e óculos

Conservar ao abrigo de luz, calor e umidade

Não descartar os resíduos em esgotos e cursos d'água ou no lixo doméstico

Aplicações

Cera 7 e Cera 9

Utilizada para impressão, registro de mordidas, confecção de roletes de oclusão e escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis

Cera Articulação

Utilizada para montagem do modelo articulador

Cera Orto

Utilizada para proteção da gengiva no uso de aparelhos ortodônticos

Cera Rolete

É um pré-moldado de alta flexibilidade em formato pronto de plano de cera para definição da altura oclusal da prótese, facilitando o trabalho do profissional na confecção dos planos

Cera Utilidade

Utilizada para alívio de moldeira ou montagem de prótese



Características / Benefícios

Macias, flexíveis e aromatizadas
Adequado escoamento

Apresentações

Caixa de 225g e 2,25Kg

Cores

Cera 7 e Rolete: Vermelha
Cera 9: Rosa
Cera Articulação: Amarela
Cera Orto: Branca
Cera Utilidade: Branca e Vermelha

Composição

Parafina, Vaselina, Corante e Aromatizante

Validade

5 anos após a data de fabricação

Armazenagem

Conservar ao abrigo da luz e calor
Não descartar os resíduos em esgotos e cursos d'água ou no lixo doméstico

Responsável Técnico

Francisco Pimenta de Souza - CRQ IV 04263547

Notificação ANVISA nº 80772730005