



AF do BRASIL
Produtos Odontológicos

Eficiência, Qualidade e Valor Justo.

Barreira Gengival

Fotopolimerizável

A Barreira Gengival AF do BRASIL é uma resina Fotopolimerizável, não traz irritação aos tecidos gengivais do paciente. Possui viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis. Excelente poder de vedação. Aderência mínima e perfeita sobre a gengiva. Não solta da gengiva a menos que forçada. Sai por inteiro no momento de retirá-la. Rendimento até 5 aplicações de arcada completa.



INDICAÇÃO

Indicado como substituto do lençol de borracha para a proteção do tecido gengival e nos casos de risco de irritação por contato com produtos utilizados no procedimento clínico, como clareamento dental, e como coadjuvante no isolamento absoluto para melhor vedação de um preparo cavitário ou tratamento endodôntico.

APRESENTAÇÃO

Caixa com 1 (uma) seringa contendo 2g de Barreira Gengival Fotopolimerizável AF do BRASIL + 2 (duas) pontas aplicadoras.



nº 80432410063

