

KIT INVICTA® RESTAURAÇÕES INDIRETAS

 10 peças FG + 01 Broqueiro Invicta®

Kit com as Pontas Diamantadas indicadas para Preparo de Cavidades em Dentística e Prótese.



 FG1014

Acesso ou remoção de restaurações. Confecção de sulco de orientação cervical e proximal.

 FG2131

Preparo de indiretas em dentes posteriores devido ao seu formato expulsivo.

 FG2135

Preparo de facetas cerâmicas.

 FG2200

Rompimento da face proximal dos preparos, quando indicada.

 FG3131

Preparo de indireta em dentes posteriores, também devido ao formato expulsivo.

 FG3168

Preparo da face palatina em dentes anteriores.

 FG4137

Preparo de indireta em dentes posteriores, devido ao formato expulsivo. Em regiões com uma profundidade maior.

 FG4138

Preparo de coroas ou facetas que necessitam de mais espessura.

 FG2135F

Acabamento dos preparos.

 FG3168F

KIT INVICTA® ACABAMENTO FINO E ULTRAFINO EM RESTAURAÇÕES

 7 peças FG + 01 Broqueiro Invicta®

Kit com as Pontas Diamantadas necessárias para a Finalização da Restauração com Resinas Compostas



 FG1190FF

 FG1190F

Acesso ou remoção de restaurações. Confecção de sulco de orientação cervical e proximal.

 FG2135F

Ponta cônica topo arredondado indicada para acabamento em regiões de faces livres, como a vestibular ou a lingual, dependendo dos dentes.

 FG3118F

Também conhecida como chama, indicada para acabamento da face palatina ou ajuste oclusal.

 FG3168FF

Também conhecida como ovo, indicada para o acabamento da palatina devido ao formato arredondado.

 FG3195FF

 FG3195F

Indicadas tanto para região cervical como proximais e faces livres, devido ao seu formato.

SAIBA MAIS



Registro Anvisa:

81144440008

81144440010

Rotação:

190.000 a 300.000 RPM

SAIBA MAIS



Registro Anvisa:

81144440008

81144440010

Rotação:

190.000 a 300.000 RPM