

Elas voltaram!

Moldeiras Coloridas Morelli



Resistência

O material empregado nas Moldeiras é o nylon - especialmente resistente à esterilização em autoclave (134°C) e aos esforços ocorridos durante a moldagem.

Retenção

A disposição dos sulcos oferece boa capacidade de vazamento, o que favorece a alta retenção do alginato.

Identificação do tamanho pelas cores

As cores e a numeração impressa em relevo facilitam a rápida identificação do tamanho e a escolha das Moldeiras.

Superfície texturizada

O acabamento da superfície das Moldeiras Coloridas Morelli proporciona uma textura suave, com grande conforto ao paciente.

Moldeira nº	Cor	Código
1	Cinza	75.01.051
2	Amarela	75.01.052
3	Rosa	75.01.053
4	Laranja	75.01.054
5	Verde	75.01.055
6	Vermelha	75.01.056
7	Azul	75.01.057
8	Roxa	75.01.058

