


# NEXIS r-Move




Eficiência de corte potencializada



Tratamento térmico avançado, que otimiza a resistência mecânica e reduz a fadiga cíclica.



Seção transversal em paralelogramo.  
Maior eficiência de corte e resistência a dobra.



A **lima reciprocante** desenvolvida para uma modelagem eficiente de canais estreitos, médios e amplos em poucas etapas.

# Equilíbrio ideal entre resistência e flexibilidade

Maior previsibilidade, durabilidade e segurança no procedimento endodôntico, resultado da combinação entre NiTi e o avançado tratamento térmico Gold.

Compatibilidade com motores recíprocos convencionais, que facilita a integração na prática clínica.

Facilidade de uso por meio de um movimento recíproco estável, que entrega mais controle em cada etapa da instrumentação.

Pequena . 20/.07




Primária . 25/.07



Média . 35/.06



Grande . 45/.05



Taper	Comprimento	Torque	Velocidade	Movimento
Pequena 20/.07	21/25/31 mm	2.0 - 3.0 N/cm	350 rpm	Bicada
Primária 25/.07				
Média 35/.06				
Grande 45/.05				

Para saber mais, acesse:



## NEXIS r-Move

Limas recíprocas

angelus®