

RECOVER

Laserterapia portátil • modo ILIB



COMPACTO E SURPREENDENTE

O **RECOVER** é um equipamento laser de baixa intensidade para aplicações em diversas áreas da saúde. Portátil, leve, ergonômico e de fácil manuseio. O Recover é uma tecnologia que colabora com a reabilitação de diversas patologias trazendo resultados rápidos e surpreendentes. É um método não-invasivo, seguro e indolor que não gera calor excessivo e não causa danos aos tecidos.

EFEITOS DO LASER

- Ação anti-inflamatória • Ação antiedematosa
- Ação cicatrizante • Ação analgésica • Bioestimulador

BENEFÍCIOS

O **RECOVER** é um equipamento que tem como objetivo oferecer procedimentos alternativos e menos invasivos, trazendo alívio da dor e bem-estar mais rapidamente.

Sua atuação é eficaz em procedimentos nas áreas da Acupuntura, Enfermagem, Estética, fisioterapia, Medicina e Podologia.

A ação do laser vermelho 660nm e infravermelho 808nm nos tecidos biológicos é capaz de induzir um processo fotoquímico, principalmente nas mitocôndrias, com estimulação da produção de energia em forma de adenosina trifosfato (ATP), o que pode aumentar o metabolismo celular e produzir efeitos como analgesia, regeneração de tecidos, cicatrização de feridas, redução da fadiga muscular, reparação neural, entre outros.



Base de carregamento
3 horas de autonomia
da bateria.



Óculos exclusivo
profissional
e paciente



Maleta
Transporte seu
equipamento de forma
prática e fácil.*



Pulseira ILIB
com rosca.



Ponteira de
Laserpuntura *



Óculos de bloqueio
Total

*vendido separadamente.

2 COMPRIMENTOS DE ONDA

LASER terapêutico vermelho: 100mW
Comprimento de onda: 660nm +/-10nm

LASER terapêutico infravermelho: 100mW
Comprimento de onda: 808nm +/-10nm

FOTOBIMODULAÇÃO SISTÊMICA VASCULAR (TÉCNICA ILIB)

O **RECOVER** possui o modo ILIB, já pré-programado no equipamento, com as opções de ILIB 1 (Laser Vermelho) e ILIB 2 (Laser Infravermelho).

Emissão simultânea do laser vermelho e infravermelho nas opções de programação L3 e ILIB 3.



ILIB 1

Apresenta efeito espasmolítico, melhora a disposição física, trata a insônia, melhora a oximetria, melhora o metabolismo, gerencia doenças degenerativas, ansiedade, isquemia cerebral, faz controle hormonal, controla os marcadores metabólicos e acelera a cicatrização.

ILIB 2

Indicado para fototipos altos (IV a VI), controla a inflamação, a infecção (melhora na resposta imunológica), hipoxia, analgesia, promove melhoras cognitivas (córtex pré-frontal), melhoras motoras (córtex motor), trata a depressão, traumas cerebrais, doenças degenerativas, esquizofrenia, controle emocional, crise alérgica, resgata hemoglobina em pacientes pós COVID-19.

Emissão simultânea do laser vermelho e infravermelho nas opções de programação L3 e ILIB 3.

ILIB 3

A combinação dos lasers vermelho e infravermelho atuam de forma sinérgica atingindo tecidos superficiais e profundos. Na aplicação simultânea temos 2 objetivos numa única aplicação: reparo e analgesia.





"A MMO evolui constantemente para seguir em busca de soluções que mude para melhor a realidade da sociedade e profissionais da saúde. A empresa oferece tecnologia efetiva para o tratamento de diversos problemas de saúde, desde os tratamentos estéticos, odontológicos, harmonização orofacial minimamente invasiva, fibromialgia e até problemas de saúde como o câncer de pele."

Conheça a MMO e evolua conosco.



saiba mais:

