

AIIP *dental products*
Prime

Instruções de Uso

**BABADOR
ODONTOLÓGICO**

BABADOR ODONTOLÓGICO ALLPRIME

Babador Odontológico

Produto não estéril de uso único – reprocessamento proibido.


Apresentação Comercial:


O Babador Odontológico AllPrime encontra-se disponível em embalagens de polietileno lacradas com 100 unidades, na dimensão 30x40 cm, nas versões branco e cores sortidas.

Indicação de Uso:

Para uso exclusivo em odontologia, protege o paciente durante o procedimento odontológico.

Modelos:





Composição:

Fibras de celulose e filme de polietileno atóxico, produzido em papel plastificado (1 camada de papel e 1 camada de plástico).

Condições de Armazenamento e Transporte:

Armazenar e transportar em temperatura ambiente, em um local seco e arejado.

Advertências:

Material de uso exclusivo odontológico. Reprocessamento proibido. Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas contraindicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste produto.

Prazo de Validade:

2 anos

Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento ao consumidor (SAC) em **0800 702 0227**

Fabricado por:

Hefei Jingcheng Plastic Products Co., Ltd.

6 Jin Yang Road, HeFei – China

Importado e Distribuído no Brasil por:

Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A.

CNPJ: 14.190.675/0002-36

Avenida das Indústrias Antonio Conrado de Oliveira, n.90

Distrito Industrial

37.655-000 – Itapeva – MG, Brasil

PRODUTO ISENTO DE REG. NA ANVISA

Resp. Técnico: Paola de Souza Foltran CRF/MG 38001