



O dente na medida certa!

The correct measurement on teeth!
El diente en la medida cierta!



Mamelos evidenciados.

Apparent cusps.

Mamelos evidenciados.



Anatomia mais natural
Maior resistência
Fidelidade nas medidas

More natural-looking anatomy
Longer resistance
Accuracy on measurements

Anatomia mas natural
Mayor resistencia
Fidelidad en las medidas









■ C.N.P.J. (MF): 49.425.259/0001-73
Químico Responsável: Hélio Wiebeck - CRQ IV 04302790
Registro ANVISA Nº: 10216040027

Distribuído por: DentBras Ind. Com. Imp. Exp. de Prod. Odont. Ltda.
Rua José Francisco de Souza, 1926, Distrito Industrial - Pirassununga - SP
CNPJ: 03.775.002/0001-40 - INSC. EST.: 536.111.590-119
Fone: 0800 770 3565 - sac@dentbras.com.br - www.dentbras.com.br
Indústria Brasileira



Crosslink • Fluorescente





Fossas Perfeitas
Perfect Fossae
Fosas Perfectas



Perfeita Oclusão
Perfect Occlusion
Oclusión Perfecta

Articulações		Articulation	Articulaciones		Escala de cores
Anteriores Superiores/Inferiores <i>Upper/Lower Anteriors</i> <i>Anteriores Superiores/Inferiores</i>		Posteriores Superiores/Inferiores <i>Upper/Lower Posteriors</i> <i>Posteriores Superiores/Inferiores</i>			Shade guide <i>Escala de cores</i>
2D	2D	30M-30L			60
3D	3D	30M-32M			
3M	3M	30M			
2N	2N	30L			62
3N	3N	32M-30L			
3P	3P	32M-32L			65
A23	3M	30M			
A25	A25	34L-32L			66
A26	A26	32M-32L			
263	2N	30M-30L			67
264	3N	32M-32L			
266	266	34L			77
2P	2P	34L-32L			
38	266	34L			
267	266	34L			81

Dentes para Prótese Total, com mamelões evidenciados e padronização dimensional. Confeccionados em resina termo polimerizável, aditivada com Cross Link (elemento de ligação cruzada) e pigmentos fluorescentes. Desenvolvido de forma a evidenciar os mamelões, obtendo um resultado muito mais natural. Devido a padronização dimensional e profundidade das fossas oclusais, o Biocler GII permite a melhor oclusão.

Dientes para Prótesis Total con mamelones evidenciados y padronización dimensional. Confeccionados en resina termo polimerizable, incrementada con Cross Link (elemento de ligación cruzada) y pigmentos fluorescentes. Desarrollado de manera a evidenciar los mamelones, obteniendo un resultado mucho mas natural. Debido a la padronización dimensional y a la profundidad de las fosas oclusales, el Biocler GII permite la mejor oclusión.

Total Prothesis Teeth, with apparent cusps and dimensional standardization. Elaborated in thermo polymerizable resin, incremented with Cross Link and fluorescent pigments. Developed in such a way to evidence the cusps, obtaining a result even more natural. Due to dimensional standardization and depth of the occlusal fossae, the Biocler GII a better occlusion.