

## Bons motivos para sorrir



# SSWHITE

**DUFLEX**



## PRODUTOS E INSTRUMENTOS



[www.sswwhite.com.br](http://www.sswwhite.com.br) - [contato@sswhite.com.br](mailto:contato@sswhite.com.br)



## Nossos canais de atendimento:

+55 (21) 2122.9303 

+55 (32) 2101.5466 

contato@sswhite.com.br 

Com 98 anos de atuação no mercado, a SSWhite apresenta uma linha de produtos diversificada e focada em prover qualidade e confiabilidade ao cirurgião dentista. Esse cuidado é observado desde as embalagens de nossos produtos até o Serviço de Atendimento ao Consumidor, onde a excelência no atendimento pode ser comprovada.

Além disso, a SS White está sempre inovando. Mantém relacionamento direto com professores e alunos das melhores universidades e cursos de especialização do país, incentivando a pesquisa e valorizando o talento brasileiro.

Visite o novo site: <http://www.sswhite.com.br>

## Bem vindo(a)

Desenvolver produtos e instrumentos que cuidam de lindos sorrisos tem sido um desafio gratificante para nós da S.S. White.

Compartilhamos com você o nosso novo catálogo, com uma linha completa projetada para atender suas necessidades nas diversas áreas de especializações.



# Índice de Produtos



Se preferir, utilize o índice remissivo por produto em ordem alfabética, no final do catálogo

**Anestésico local S.S. White 100**

**06**

**Linha Vidrion**

**08**

**Review 16F**

**11**

**Cimento de Zinco e Cel-Lac**

**12**

**Velvalloy / Pulpo San**

**13**

**Intrafill / Óxido de Zinco**

**14**

**Linha Calen**

**15**

**Pedra Pomes / Pert-X**

**17**

**Fluorniz / Flutop**

**19**

**Cavitine / Acigel 37%**

**20**

Todas as imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas.

+55 (21) 2122.9303 +55 (32) 2101.5466  
contato@sswhite.com.br

**SSWHITE**  
DUFLEX  
www.sswhite.com.br

# Índice de Instrumentos



Se preferir, utilize o índice remissivo por produto em ordem alfabética, no final do catálogo

**Grampos de Dique de Borracha**

**23**

**Pinça / Alicate**

**29**

**Seringas**

**30**

**Instrumental Duflex Lite**

**32**

**Pinças Duflex**

**36**

**Espelhos**

**37**

**Instrumental Duflex**

**39**

**Bandeja**

**44**

**Linha Color**

**49**

**Linha Suprafill**

**54**

**Linha Suprafill Duflex**

**56**

**Linha Kit Art**

**57**

**Linha Cyann**

**60**





# S.S.WHITE 100

## Anestésico local

### Apresentação

Ref. nº 04104 – Anest. S.S. White 100

*Anestésico Local - S.S. White 100. Cloridratos de lidocaína 2% e de fenilefrina 1:2500.* A lidocaína é um anestésico local, do tipo amida, muito usada na clínica odontológica na forma de injeção. Responsável pelo bloqueio sensitivo, apresenta ação rápida e profunda quando injetada e duração de ação intermediária (1 a 3 horas). A velocidade da indução e duração de ação da lidocaína é aumentada pela ação de vasoconstritores, havendo também redução da circulação sanguínea no ponto de aplicação.



### Precauções

Manter em temperatura entre 15° e 30° C. Protegido de luz e umidade. O anestésico deve ser desinfetado com algodão úmido em solução de álcool etílico a 70% (somente nas extremidades). Não se recomenda que o produto seja imerso em solução desinfetante.

Registro no M.S. nº 104.110.001.004-3



### Conteúdo

Caixa com 50 tubetes de polipropileno com 1,8ml. Para aplicação do Anestésico Local SS White 100 recomendamos a seringa Articulada com Refluxo. Para aplicação do anestésico, indicamos a *Seringa Articulada com Refluxo – Duflex*.

Anestésico local SSWHITE 100 - Cloridrato de lidocaína -DCB nº 04137.02-7 / 0,02g/- Cloridrato de fenilefrina -DCB nº 03041.03-4/0,0004g/ - veículo aquoso isotônico q.s.p.....1ml. INDICAÇÕES: USO PEDIÁTRICO OU ADULTO-Indicado para anestesia local, por infiltração terminal ou bloqueio regional, em odontologia e cirurgia.CONTRA-INDICAÇÕES: Os anestésicos locais do tipo amida são contra-indicados em pacientes com histórico de hipersensibilidade e não deve ser administrado em pacientes com hipovolemia, bloqueio cardíaco ou outros distúrbios de condução. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: A administração deve ser feita com cautela em pacientes com falha cardíaca congestiva, bradicardia, depressão respiratória ou insuficiência hepática. Por conter vasoconstritor, o produto deve ser usado em quantidades estritamente necessárias para anestésias áreas com artérias terminais. ATENÇÃO - O uso de soluções com fenilefrina no final da gravidez ou durante o trabalho de parto pode causar anoxia fetal e bradicardia devido ao aumento da contractilidade do útero e a diminuição do fluxo sanguíneo uterino. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A administração do produto em pacientes recebendo inibidores da monoamino oxidase, anti-depressivos tricíclicos ou fenotiazinas pode produzir hipotensão ou hipertensão. A administração concomitante de drogas vasopressoras e drogas oxitóxicas pode causar hipertensão persistente ou acidente vascular cerebral. REAÇÕES ADVERSAS: No sistema nervoso central pode manifestar-se por excitação, sonolência, nervosismo, vertigem, visão nublada, náuseas e vômitos,tremores, espasmo muscular e convulsão. Podem surgir efeitos no sistema cardiovascular com depressão no miocárdio e vasodilatação periférica. POSOLOGIA: Em pacientes adultos saudáveis, é suficiente de 1 a 3 tubetes. Nos doentes em mau estado geral e nos pacientes idosos, a dose deve ser diminuída. Na anestesia por bloqueio regional ou por infiltração terminal, a dose inicial de cerca de 1 a 5 ml (½ a 2 e ½ tubetes). Crianças com menos que 10 anos de idade, raramente é necessário administrar mais do que ½ tubete (0,9 a 1 ml) da solução anestésica para obter o tratamento em um único dente. Na anestesia por infiltração marginal esta quantidade é normalmente suficiente para o tratamento de 2 ou até 3 dentes. Na anestesia por bloqueio regional esta quantidade é suficiente para o tratamento do quadrante inteiro. Classificação: Venda sob prescrição médica ou de cirurgião-dentista. Registro M. S. nº 1.0411.0001.004-3 - S.S.White Artigos Dentários Ltda. Rua Senador Alencar, 160 Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CNPJ 68.567.650/0001-57- Indústria Brasileira.



**A S.S. White é pioneira no segmento de Ionomeros no Brasil**





## VIDRION Cimentação

### Ionômero de vidro para Cimentação

#### Vidrion Cimentação – Ionômero de vidro para cimentação

Ionômero de vidro com excepcional adesão ao esmalte e à dentina, com baixa solubilidade e de biocompatibilidade comprovada. Frasco Pó 15g e Frasco líquido 10ml. Vidrion Cimentação é indicado para cimentação de coroas, pontes, restaurações fundidas intracoronárias (inlay), restaurações fundidas extracoronárias (onlay) e bandas ortodônticas. Possui alta resistência e reduzida espessura de película.

Ref. nº 03176 – Vidrion Cimentação Líquido - fr. c/10ml

Ref. nº 03177 – Vidrion Cimentação Pó - fr. c/15g

Cadastro na ANVISA nº 80149710233

## VIDRION Forração

### Ionômero de vidro para Forração

#### Vidrion F – Ionômero de vidro para forração

Ionômero de vidro para forro de cavidades, selamento de cicatrículas e fissuras ou restaurações de cáries incipientes. Adere à dentina e ao esmalte, e não altera com procedimentos da técnica de ataque ácido. Frasco Pó 10g e Frasco Líquido 13ml.

Ref. nº 03178 – Frasco líquido 13ml

Ref. nº 03179 – Frasco Pó 10g

Cadastro na ANVISA nº 80149710187



## VIDRION R

### Ionômeros de Vidro

#### Vidrion R – Ionômero de vidro para restauração

A adesão de VIDRION R ao esmalte e a dentina, dispensa muitas vezes a necessidade de retenções adicionais nos preparos cavitários. Devido à sua composição, apresenta boa resistência à compressão, estabilidade de cor e translucidez adequada a um material estético restaurador. A alta liberação de flúor e o equilíbrio do pH auxiliam na profilaxia dental. Na Endodontia, é largamente utilizado nas trocas de curativos, sem que ocorram riscos de infiltração, devido à sua alta densidade.

Ref. nº 03183 – Pó – Frasco com 10g

Ref. nº 03185 – Vidrion R Ionômero

Ref. nº 03193 - Vidrion R Líquido - fr. c/8ml

Cadastro na ANVISA nº 80149710185



# SS WHITE

DUFLEX

[www.sswhite.com.br](http://www.sswhite.com.br)



## S.S. White Rio de Janeiro

A fábrica da S.S. White Rio de Janeiro está localizada no bairro de São Cristóvão no Rio de Janeiro. Próximo as principais vias e centros de distribuição, ao mesmo tempo perto do centro da cidade, tem posição privilegiada, facilitando a logística de pessoas e materiais e garantindo sempre que os melhores recursos estarão disponíveis.

**Conheças as fábricas da S.S. White Duflex**

## S.S. White Juiz de Fora

A fábrica da S.S. White Juiz de Fora está numa área próxima a principal via da cidade, e próxima à rodovia. A logística é fácil e rápida, otimizando e diminuindo os custos com transportes.





## A S.S. White está presente em todos os estados brasileiros

**1.200**

dentais

Possuímos mais de **1.200** dentais de produtos odontológicos.

**15.000**

empresas

Mais de 15.000 empresas com alvará para revender nossos produtos.

**1.200**

estabelecimentos

Mais de 1.200 estabelecimentos diferentes cadastrados.

**700**

regulares

Destes, 700 estabelecimentos compram produtos regularmente.

# Cimento Odontológico

## Cimento de Zinco

### Cimento de Zinco – Notável proteção e fácil manipulação

Base de proteção térmica preferida para restaurações metálicas. O Cimento de Zinco possui partículas uniformes, ultrafinas, que asseguram uma reduzida espessura de película com notável proteção e fácil manipulação. É um cimento mais usado para fixação de incrustações, coroas e pontes. Forração de cavidades e restaurações dentárias provisórias.

Ref. nº 03105 – Cimento Zinco Líquido - fr. c/10ml

Ref. nº 03110 – Cimento Zinco Pó - frasco c/28g

Cadastro na ANVISA nº 80149710180



## Cel-Lac Isolante para resinas acrílicas

### Cel-Lac – O isolante da S.S. White

Isolante para resinas acrílicas. Usado como isolante para resinas acrílicas. O produto é composto por Alginato de Sódio, Lauril Sulfato de Sódio, Trisódio Fosfato, Metilparabeno, Água deionizada. Cel-Lac deve ser aplicado por meio de um pincel, sempre num só sentido, com largas pinceladas, atingindo as superfícies a serem isoladas.

Ref. nº 05405 – Cel-Lac - Fr. c/95ml

Ref. nº 05410 – Cel-Lac - Fr. c/500ml

# Velvalloy

## Liga para amálgama

### Velvalloy – Maior resistência e maior selamento

Liga para amálgama com corte ultra fino. Apresenta as seguintes características: alta resistência inicial e final à compressão e expansão adequada, o que assegura uma maior resistência às forças oclusais e um melhor selamento marginal.

Composição: 70% Ag, 26% Sn, 3% Cu e 1% Zn. Frasco 30g.

Ref. nº 02175 – Velvalloy 30g (Vendido sob encomenda)

Velvalloy - Cadastro na ANVISA nº 80149710178  
Pulpo San - Cadastro na ANVISA nº 80149710203



## Pulpo San

### Para restaurações temporárias

### Pulpo San – Pó e Líquido

Cimento temporário para inúmeras ocasiões como: forrador de cavidades, curativo, selante e pontes. As características mecânicas possibilitam a sua remoção sem causar injúrias à estrutura dentária. O efeito sedativo e propriedades biológicas, que ajudam a recuperar a polpa injuriada, fazem com que este seja um cimento ideal para restaurações.

Ref. nº 03155 – Pulpo-San Líquido – frasco c/20ml

Ref. nº 03156 - Pulpo-San Pó - fr.c/50g

# Intrafill

## Cimento Endodôntico

### Indicado para obturação do sistema de canais radiculares

Cimento endodôntico indicado para obturação do sistema de canais radiculares em associação aos cones de guta-percha. Frasco Líquido 10ml e Frasco de Pó 12g.

Cadastro nº 80149719033

Ref. nº 03310 – Intrafill Líquido - fr c/ 10ml

Ref. nº 03315 – Intrafill Pó - fr c/ 12g



## Óxido de Zinco Cimento

### Óxido de Zinco

Talvez seja a substância mais usada como corporificadora de pastas antissépticas, quer conservação na polpa (capeamento), quer na obturação dos canais radiculares. Usado sob forma de pasta na obturação temporária de cavidade e como cimento cirúrgico após as operações no paredêncio marginal.

Ref. nº 05130 – Óxido de Zinco - fr. c/50g      Cadastro nº 10041120168



## Calen Curativo Intracanal

### Calen – Pasta de hidróxido de cálcio para uso endodôntico

Pasta de Hidróxido de Cálcio para uso endodôntico. Calen é uma pasta à base de hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para o tratamento dos canais radiculares. Apresenta consistência uniforme e cremosa que lhe permite perfeito escoamento até o ápice e impede a rápida reabsorção de cálcio. Hidrossolúvel e pronto para uso clínico imediato.

Ref. nº 05106 – Calen (Pasta de Hidróxido de Cálcio)



Calen - Cadastro na ANVISA nº 10041120159

#### Conteúdo

Estojo contendo 2 tubetes com 2,7g cada de pasta de hidróxido de cálcio e 2 tubetes com 2,2 de glicerina. O produto é indicado a ser administrado com a seringa Endodôntica ML (Vendida separadamente).



#### Indicações

Indicado para curativos de demora como: biopulpectomias, necropulpectomias, reabsorções externas e internas, externas cervicais, após emprego da técnicas de branqueamento. E curativos expectante como: no tratamento de dentes com rizogênese incompleta, fraturas radiculares, perfurações, fístulas persistentes, lesões periapicais refratárias ao tratamento endodôntico convencional.



## Calen PMCC Curativo Intracanal

### Calen PMCC – Pasta com Paramonoclorofenol Canforado

Calen com PMCC reúne as propriedades da pasta de hidróxido de cálcio (Calen) com as do paramonoclorofenol canforado. O PMCC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função da sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante.

Ref. nº 05108 – Calen PMCC



#### Conteúdo

Estojo contendo 2 tubetes com 2,7g cada de pasta de hidróxido de cálcio e com PMCC e 2 tubetes com 2,2g de glicerina. O produto é indicado a ser administrado com a seringa Endodôntica ML (Vendida separadamente).

Calen PMCC - Cadastro na ANVISA nº 10041120159



#### Indicações

Indicado para tratamento de canais radiculares de dentes com necrose pulpar, sem lesão periapical aparente (necropulpectomia I) e de canais radiculares de dentes com necrose pulpar, sem lesão periapical crônica (necropulpectomia II). Lesões refratárias, fístulas persistentes e retratamentos.

# Pedra Pomes

## Pasta Polidora Extra Fina

### Pedra Pomes – Para limpeza e polimento de dentes

Pura ou com água pode ser utilizada para polir restaurações metálicas e próteses. Massa porosa acinzentada, muito leve, áspera, inalterável ao ar, inodora e insípida. O produto é indicado como abrasivo e empregado na limpeza e no polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica.

Ref. nº 05505 – Pedra Pomes - fr. c/100g

Cadastro nº 10041120167



### Pert-X Pasta Profilática

### Pert-X – Para remoção de manchas persistentes

Para remoção de manchas persistentes e polimentos. Pasta Profilática com 2% de flureto de sódio. Especialmente formulado para a remoção de manchas persistentes tais como café, chá ou tabaco.

Ref. nº 05515 – Pert-X - pote c/ 25g Cadastro nº 10041120131

# Fluorniz

## Verniz com flúor

### Fluorniz – Verniz fluoretado para aplicações tópicas

Fluorniz, para aplicação tópicas, contém 5% de flureto de sódio em uma base adesiva de resinas naturais. O contato prolongado de Fluorniz com as superfícies dos dentes permite a liberação de fluretos. Fluoretação do esmalte dentário e profilaxia da cárie dental, tratamento dessensibilizante de colos dentários, na prevenção da reincidência de cárie nas margens das cavidades após restaura

Ref. nº 03525 – Fluorniz - Verniz Fluoretado

Cadastro nº 80149710209



## Flutop Gel Neutro

### Com 2% de fluoreto de sódio

### Flutop – Para aplicação tópica de flúor

Gel Neutro Tixotrópico, contendo 2% de aplicação tópica Fluoreto de Sódio. Não contém corantes, sendo indicado principalmente para paciente com restaurações de resina composta ou porcelana, ainda na fluoretação após clareamento dental.

Ref. nº 05153 – Flutop Gel - Neutro Cristal - fr. c/200ml

Cadastro nº 10041120176

# Cavetine

## Verniz forrador de cavidades

### Cavetine - Protege a polpa dentária

Verniz de secagem rápida é utilizado para forro de cavidades e proteção das restaurações a silicato. Protege a polpa dentária nas restaurações à amálgama e cimento, isolando-a térmica e quimicamente. Impede a ação dos líquidos bucais e evita a descoloração.

Ref. nº 03505 - Cavetine - fr. c/15ml

Cadastro nº 10041120135



## Acigel 37% Condicionador

### Condicionamento de esmalte e dentina.

Indicado para o condicionamento de esmalte e dentina. Baixa viscosidade e excelente tixotropia (Não Escorre). Embalagem Pack com 3 seringas e 03 pontas aplicadoras, gel azul facilitando o controle durante a aplicação.

Ref. nº 03700 - Acigel 37%

Cadastro nº 80149719031



## Juntos somos mais fortes!

Seja um representante S.S. White. Ofereça o acesso aos melhores instrumentos, produtos e anestésicos do país às Dentais da sua região. Nossos produtos são admirados e fazem a diferença tanto para o comerciante como para o profissional de odontologia. São fáceis de vender e com comissões altas. Entre com a sua disposição, empolgação e energia. O treinamento técnico e operacional será dado por nossa equipe para que você esteja pronto para o sucesso. **Entre em contato: +55 (21) 2018-0484 - Ramal 207.**



Instrumentos  
**DUFLEX**

Instrumentos



## Os mais famosos Grampos do Mundo

A S.S. White, uma companhia com mais de 150 anos de experiência em produtos para Odontologia, apresenta seus famosos grampos para dique, fabricados em uma liga especial de aço inoxidável de alta dureza e flexibilidade ideal. Desde 1864, quando o uso de dique de borracha foi preconizado por Stanford C. Barnum, a técnica do isolamento absoluto vem sofrendo transformações, com o objetivo de produzir menor dano ao periodonto, facilidade de acesso ao campo operatório e redução de risco de contaminação. Os materiais adesivos atualmente existentes (ionômero de vidro e resinas adesivas) necessitam de um campo de trabalho sem contaminação da saliva, por serem sensíveis à presença da umidade. Apesar de diversos avanços que foram introduzidos no campo de materiais odontológicos, o grampo e o dique de borracha continuam sendo peças indispensáveis nas modernas técnicas de trabalho.

# Grampos Para Dique de Borracha



## Os Grampos mais famosos do mundo



# 00 - Ref. 09040

**Ref. Nº**  
**09040**  
**nº0**

Indicado para pequenos pré-molares. Possui curvatura mais alta para melhor visualização. Também é usado em odontopediatria.



# 00 - Ref. 09050

**Ref. Nº**  
**09050**  
**nº00**

Indicado para pequenos pré-molares. Possui curvatura mais alta para melhor visualização. Também é usado em odontopediatria.



# 1 - Ref.

**Ref. Nº**  
**09052**  
**nº1**

Para caninos e pré-molares com pouca retenção.



# 1A - Ref. 09053

**Ref. Nº**  
**09053**  
**nº1A**

Para caninos e pré-molares com pouca retenção.



# 2 - Ref. 09055

**Ref. Nº**  
**09055**  
**nº2**

Para pré-molares com pouca retenção.



# 2A - Ref. 09057

**Ref. Nº**  
**09057**  
**nº2A**

Para pré-molares com pouca retenção.



# 3 - Ref. 09060

**Ref. Nº**  
**09060**  
**nº3**

Para pequenos molares inferiores. Sua base plana impede agressão gengival.

# Grampos Para Dique de Borracha



## Os Grampos mais famosos do mundo



Ref. N°  
**09062**  
n°4

Para pequenos molares inferiores. Sua base plana impede agressão gengival.



Ref. N°  
**09142**  
n°W2A

Indicado para pequenos molares.



Ref. N°  
**09064**  
n°7

Para molares superiores.



Ref. N°  
**09065**  
n°8

Para molares superiores. Apresenta mandíbula com área para melhor contornar o dente, promovendo mais estabilidade.



Ref. N°  
**09067**  
n°8A

Indicado para raízes de molares parcialmente erupcionados ou molares atípicos. 4 pontos de contato para maior segurança nesses casos.



Ref. N°  
**09140**  
n°W8A

Este grampo é indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de forma irregular. Usado em molares decíduos.



Ref. N°  
**09075**  
n°11

Indicado para molares com pouca retenção.

# Grampos Para Dique de Borracha



## Os Grampos mais famosos do mundo



**Ref. N°  
09077  
n°11A**

Indicado para molares com pouca retenção.



**Ref. N°  
09082  
n°12A**

Indicados para 3° molar direito e esquerdo. São utilizados em dentes em erupção, pois possuem mandíbulas serrilhadas com maior retenção.



**Ref. N°  
09087  
n°13A**

Indicados para 3° molar direito e esquerdo. São utilizados em dentes em erupção, pois possuem mandíbulas serrilhadas com maior retenção.



**Ref. N°  
09100  
n°14**

Para molares parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. As garras são projetadas para uma segura estabilidade.



**Ref. N°  
09105  
n°14A**

Para molares de grande tamanho e parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. Garras com 4 pontos de contato nos cantos.



**Ref. N°  
09109  
n°26**

Para molares. Este grampo possui curvatura que melhora o afastamento e dá mais estabilidade.



**Ref. N°  
09110  
n°27**

Para pré-molares superiores e inferiores. Possui curvatura gengival que promove maior estabilidade.

# Grampos Para Dique de Borracha



## Os Grampos mais famosos do mundo



# 28 - Ref. 09112

**Ref. N°  
09112  
n°28**

Indicado para molares inferiores. Suas mandíbulas chatas evitam injuria gengival.



# 29 - Ref. 09113

**Ref. N°  
09113  
n°29**

Para pré-molares inferiores. Suas mandíbulas chatas evitam injuria gengival.



# W56 - Ref. 09145

**Ref. N°  
09145  
n°W56**

Grampo sem asa para molares pequenos e irregulares.



# 200 - Ref. 09118

**Ref. N°  
09118  
n°200**

Para molares inferiores, com garras de superfície plana que não danificam a gengiva.



# 201 - Ref. 09120

**Ref. N°  
09120  
n°201**

Para molares superiores, com garras levemente arredondadas. Garras de acordo com a linha de curvatura da gengiva, dando maior estabilidade.



# 202 - Ref. 09121

**Ref. N°  
09121  
n°202**

Para molares superiores mais volumosos.



# 203 - Ref. 09122

**Ref. N°  
09122  
n°203**

Para molares direitos. Recomendados para os molares inferiores e odontopediatria.

# Grampos Para Dique de Borracha



## Os Grampos mais famosos do mundo



# 204 - Ref. 09123

**Ref. Nº**  
**09123**  
**nº204**

Para molares esquerdos. Recomendamos para os molares inferiores e em odontopediatria.



# 205 - Ref. 09124

**Ref. Nº**  
**09124**  
**nº205**

Para molares superiores mais volumosos.



# 206 - Ref. 09125

**Ref. Nº**  
**09125**  
**nº206**

Para pré-molares superiores e inferiores. Com garras, convenientemente ajustadas as curvaturas da linha da gengiva dando maior estabilidade.



# 207 - Ref. 09127

**Ref. Nº**  
**09127**  
**nº207**

Para pré-molares superiores e inferiores. Semelhante ao 206, com garras menores que evitam o traumatismo gengival.



# 208 - Ref. 09128

**Ref. Nº**  
**09128**  
**nº208**

Para pré-molares superiores e inferiores. De garras largas e planas que se adaptam a pré-molares maiores.



# 209 - Ref. 09130

**Ref. Nº**  
**09130**  
**nº209**

De principal uso em pequenos pré-molares inferiores. De garras planas e pequenas.



# 209PR - Ref. 09132

**Ref. Nº**  
**09132**  
**nº209PR**

Não possui abas. Facilitando sua utilização em pequenos pré-molares inferiores.

# Grampos Para Dique de Borracha



## Os Grampos mais famosos do mundo



Ref. N°  
09133  
n°210

Para bateria labial.



Ref. N°  
09135  
n°211

Grampo universal para dentes anteriores e pré-molares.



Ref. N°  
09137  
n°212

Para caninos e incisivos superiores e inferiores.



Ref. N°  
09150  
n°212M

Proporciona maior afastamento do tecido gengival vestibular dos dentes anteriores e inferiores e superiores.



Ref. N°  
09139  
n°212R

**Exclusivo**

Para dentes anteriores superiores do lado direito e inferiores do lado esquerdo.



Ref. N°  
09138  
n°212L

**Exclusivo**

Para dentes anteriores superiores do lado esquerdo e inferiores do lado direito.

### Cuidados submetidos

- Corte e estampagem automática para manutenção de padrão de tamanho e forma.
- Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox.
- Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, para diminuir a fadiga dos olhos.
- Rigoroso teste de controle de qualidade e garantia de longa durabilidade.

# Pinça Serrilhada

## Pinça porta grampo serrilhada



### Produzida em Aço Inoxidável AISI 420

Com perfil anatômico que facilita o manuseio; gravação (à laser) com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote; pode ser personalizada com nomes ou logotipos; embalagem plástica individual, com uma etiqueta que identifica o produto, a referencia, a data de fabricação, validade e código do cadastro na ANVISA. Possui garantia de 10 anos.

- Produzida em aço inoxidável: garante durabilidade e resistência ao instrumento;
- Pinça porta grampo serrilhada: facilita o manuseio.

Ref. nº 06675 – Pinça Porta Grampo Serrilhada



# Alicate Ainsworth

## Perfurador de dique de borracha

### Produzido em Aço Inoxidável AISI 420


Produzido em Aço Inoxidável AISI 420, é indicado para perfuração de dique (lençol) de borracha. Com 16 cm de comprimento, possui mesa perfuradora com 5 furos para incisivos, pré-molares e molares.

Ref. nº 06011 – Alicate Perfurador de Dique Ainsworth



Ref. nº 12112 – Seringa Endodôntica ML

## Seringa Endodôntica ML



### Seringa para uso exclusivo do Calen/Calen PMCC

A Seringa Endodôntica ML, para uso do Calen/Calen PMCC, com acabamento cromado, possui êmbolo rosqueável e formas anatômicas que facilitam o seu uso. Pode ser personalizada.



### Instruções de utilização

1. Coloque na Seringa Endodôntica ML, de êmbolo rosqueável para aplicação de pasta endodôntica, uma agulha descartável 27 G-LONGA, previamente recurvada, quando for o caso, provida de tope de borracha (adontometria).
2. Desenrosque completamente o êmbolo.
3. Mantenha a seringa na posição vertical, introduza o tubete. Em seguida, empurre-a para a frente de modo que a agulha perfure a membrana da borracha do tubete.

**ATENÇÃO:** Evite que a capa de alumínio bata na agulha fazendo-a entortar, prejudicando o fluxo do material e implicando na substituição desta.

4. Rosqueie o êmbolo até encosta-lo levemente no pistão do tubete.
5. Lubrifique a luz da agulha com a glicerina estéril fornecida no kit, num tubete. Esse procedimento favorecera a passagem da pasta.
6. Retire o tubete com glicerina e coloque o de Hidróxido de Calcio com Paramonoclorofenol Canforado, tomando o cuidado de manter a seringa na posição vertical.
7. Com a seringa na posição vertical, enrosque suavemente o êmbolo no sentido horário até fluir a pasta. Para não se exercer demasiada pressão e consequentemente extravasamento da pasta, o rosqueamento deve ser executado gradualmente.
8. Desenrosque o êmbolo até que a pasta deixe de fluir. Limpe a ponta da agulha com uma gaze esterilizada.
9. Retorne com o êmbolo até que ele toque sem pressão no pistão de borracha do tubete.
10. Leve a agulha ao interior do canal radicular, até o comprimento de trabalho e a seguir, dê uma volta completa no êmbolo, para que a pasta flua na quantidade desejada com movimentos de vaivém, procurando preencher totalmente o canal radicular.
11. Após o preenchimento do canal radicular, observado pelo refluxo da pasta, coloque uma mecha de papel absorvente estéril na cavidade pulpar, e em seguida sele a abertura com cimento de presa rápida à base de óxido de zinco e eugenol Pulpo-San (S.S. White).



Ref. nº 12115 – Seringa Anest. c/ref. Articul.

## Seringa Refluxo Articulada

### Projetada para prática de odontologia avançada

A Seringa Refluxo Articulada é um produto de conceito moderno, projetada para a prática de odontologia avançada. Seu design segue as atuais tendências mundiais que visam proporcionar maior segurança e praticidade ao profissional durante a anestesia.



#### Vantagens


Evita o risco de injeção intravascular; Evita a formação de hematomas -especialmente durante o bloqueio mandibular causados pela lesão dos vasos que acompanham o trajeto dos nervos; Fácil manuseio. Não requer mudanças nas técnicas usuais de injeção; Projetada para qualquer tubete, padronizado, de anestésico; Seguro dispositivo refluxo - pino de pressão, ao invés de "arpão" ou "rabo de porco", que provocam deformação do pistão de borracha do tubete, causando extravasamento e/ou acidentes.




#### Como conseguir refluxo

Coloque a agulha enroscando-a na extremidade do corpo da seringa. Puxe o êmbolo completamente para trás. Dobre o corpo cilíndrico e insira o tubete, centralizando-o de forma que a agulha perfure a membrana de borracha. Certifique-se disso, evitando entortar a agulha, o que pode causar vazamento. Em seguida, pressione o êmbolo expulsando algumas gotas do anestésico. Após atingir ponto de anestesia, exerça uma leve pressão sobre o êmbolo, sem deslocá-lo. Cesse a pressão e observe se surge algum filete e sangue dentro do tubete. Caso contrário, injete normalmente o anestésico. Após., puxe o êmbolo completamente para trás e retire o tubete em seguida.

#### Como ocorre Refluxo:



A pressão exercida no êmbolo da seringa força o disco de borracha do tubete contra o pino de pressão, aumentando sua pressão interna.



O refluxo ocorre, automaticamente, ao cessar a pressão. O disco de borracha volta à posição normal, reduzindo a pressão interna do tubete, produzindo o efeito de aspiração.

## Aço Inoxidável AISI 420

A Duflex possui estudos científicos realizados na UFRJ que comprovam a qualidade do aço, características físicas, químicas e mecânicas adequadas ao processo de fabricação de instrumentais para uso odontológico.

Aplicador hidróxido cálcio ODP (Ref.: 10119)



Calcador FP 6335 1 (Ref.: 10464)



Escavador 5 (Ref.: 11208)



Escavador 17 (Ref.: 11224)



Explorador Duplo 5 (Ref.: 11520)



Esculpidor Evans 2 (Ref.: 12312)



Condensador Eames nº1 (Ref.: 10632)



Condensador Ward nº4 (Ref.: 10687)



Calcador Paiva nº1 (Ref.: 10482)



Qualidade Comprovada!

Aplicador hidróxido cálcio (Ref.: 10111)



Escavador 11 1/2 (Ref.: 11213)



Espátula 24F (Ref.: 11452)



Sonda Exploradora 47 (Ref.: 11525)



Esculpidor Ward 1/2 (Ref.: 11359)



Condensador Ward nº5 (Ref.: 10692)



Condensador Ward nº6 (Ref.: 10697)



Calcador Paiva nº2 (Ref.: 10487)



## Aço Inoxidável AISI 420

A Duflex possui estudos científicos realizados na UFRJ que comprovam a qualidade do aço, características físicas, químicas e mecânicas adequadas ao processo de fabricação de instrumentais para uso odontológico.

Qualidade Comprovada!

Cureta Gracey 11/12 (Ref.: 10936)



Cureta Gracey 13/14 (Ref.: 10937)



Cureta Gracey 15/16 (Ref.: 10939)



Cureta Gracey 17/18 (Ref.: 10941)



Cureta Lucas nº87 (Ref.: 10954)



Cureta McCall 1/10 (Ref.: 10958)



Cureta McCall 11/12 (Ref.: 10959)



Cureta McCall 13/14 (Ref.: 10960)



Cureta McCall 15/16 (Ref.: 10961)



Cureta McCall 17/18 (Ref.: 10962)



Cureta McCall 19/20 (Ref.: 10963)



## Aço Inoxidável AISI 420

A Duflex possui estudos científicos realizados na UFRJ que comprovam a qualidade do aço, características físicas, químicas e mecânicas adequadas ao processo de fabricação de instrumentais para uso odontológico.

Calcador Paiva nº3 (Ref.: 10492)




Calcador Paiva nº4 (Ref.: 10497)



Cureta Gracey 3/4 (Ref.: 10919)



Cureta Gracey 5/6 (Ref.: 10924)



Cureta Gracey 7/8 (Ref.: 10929)



Cureta Gracey 9/10 (Ref.: 10934)



Espátula 50 (Ref.: 11414)



Escavador SSW 17/18L (Ref.: 11226)



Espátula 72 lite (Ref.: 11424)

Espátula 74 lite (Ref.: 11429)

Espátula 13 lite (Ref.: 11434)

Espátula Endodôntica Flex Int. (Ref.: 11485)



## Aço Inoxidável AISI 420

A Duflex possui estudos científicos realizados na UFRJ que comprovam a qualidade do aço, características físicas, químicas e mecânicas adequadas ao processo de fabricação de instrumentais para uso odontológico.

Aplicador Hidróxido de Cálcio (Ref.: 10110)



Aplicador Hidróxido Cálcio Duplo (Ref.: 10120)



Calcador Esférico p/ Resina Comp (Ref.: 10406)



Calcador Esférico p/ Resina Oco (Ref.: 12650)



Condensador Clev-Dent nº 21 (Ref.: 10605)



Escavador SSW 17L (Ref.: 11240)



Lima Dupla Seldin nº 11/nº12 (Ref.: 11845/11850)



Sonda Extra Fina Inox Oco 6,35mm (Ref.: 12650)



Cinzel Duflex nº 1L (Ref.: 10520)



Porta Amalgama 10A PF (Ref.: 12155)



Porta Matriz Tofflemiere (Ref.: 06101)



## Pinça Universal nº318

### Pinça para algodão



Ref. nº 11910 – Pinça p/ Algodão nº 318

## Pinça Universal nº317

### Pinça para algodão



Ref. nº 11905 – Pinça p/ Algodão nº 317

## Pinça Universal Lisa

### Pinça Lisa



Ref. nº 11900 – Pinça Univer lisa

Atendendo às últimas exigências da biossegurança, a nova pinça lisa sem recartilha torna a limpeza mais fácil, garantindo maior assepsia deste instrumento, evitando assim o acúmulo de resíduos e bactérias vivas. Com todas essas melhorias, o preço ainda está menor.

Instrumentos  
**DUFLEX**




## Espelho 1º Plano

Esterilizável em estufa e autoclave

### Espelho bucal 1º Plano

Para procedimentos odontológicos.  
Esterilizável em estufa e Autoclave.



Ref. nº 07504  
Espelho 1º Plano c/ 1 unidade

## Espelho Plano #5

Estufa e autoclave



Ref. n° 07508 – Espelho Odontológico #5

## Espelho Plano #3



Ref. n° 07509 – Espelho Odontológico #3

## Cabo para Espelho



Ref. n° 10305 - Cabo p/Espelho n° 25  
Ref. n° 10360 - Cabo p/ Espelho n° 25 Anod. Rosa  
Ref. n° 10361 - Cabo p/ Espelho n° 25 Anod. Azul

\*Disponível também na linha tradicional.

Os espelhos odontológicos S.S.WHITE / DUFLEX são produzidos sob avançada tecnologia e com materiais de primeira qualidade. O espelho de primeiro plano se diferencia do espelho comum por ter a camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho, como no caso do espelho comum.

Do ponto de vista óptico utiliza-se este procedimento para obter-se uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras.

## Sindesmótomo

Ref. nº1 nº 12170



Ref. nº85 nº 10955



Ref. nº86 nº 10956

## Curetas Lucas

Ref. nº0 nº 11110



## Destaca Perióstéo

### Alavancas Seldin

São instrumentos delicados e especialmente desenhados pelo Dr. Harry M. Seldin, para remoção de pontas de raízes e espículas ósseas. Utilizadas onde fossem indicados instrumentos de maior porte. Com lâminas longas, afiadas, finas, côncavas e projetadas para fácil inserção entre a ponta de raiz e o processo alveolar. Elas são retas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. São afiadas nas pontas para cinzelar internamente qualquer protuberância que possa existir nas paredes das cavidades e venha a interferir na remoção de um fragmento de raiz. Muitos operadores usam esta alavanca para separar o processo alveolar da raiz do dente além da linha da gengiva a fim de facilitar o uso do fórceps.



# Alavancas Apicais C.A.




Ref. nº 10127 – Alavanca Apexo Superior CO

Ref. nº 10128 – Alavanca Apexo Inferior CO




Ref. nº 10129 – Alavanca Apexo Reta CO




Ref. nº 10146



Ref. nº 10147




Ref. nº 10148




Ref. nº 10176



Ref. nº 10179



Ref. nº 10178



Ref. nº 10177

Ref. nº 10145 – Alavanca Apical CO Inox nº 301



# Seldin C.A. Seldin C.A.




Ref. nº 10175 – Alavanca Seldin CO Inox nº 1L

## Afastador de Lábios



Ref. nº 10105 - Afastador



Ref. nº 10205 - Brunidor Simples nº 29

Ref. nº 10210 - Brunidor Simples nº 33

## Brunidores

## Calcadores

Ref. nº 10440 - Calcador Duflex 6332 nº 2



Ref. nº 10445 - Calcador Duflex 6332 nº 3



# Aplicador de Hidróxido de Cálcio

Ref. nº 10110 - Aplicador Hidróxido de Cálcio



Ref. nº 10120 - Aplicador Hidróxido Cálcio Duplo



# Calcadores (Restauração Plást.)



Ref. nº 10455 - Calcador FP 6335 nº 1

# Escavadores (Colher dentina)

Os escavadores 17L/18L e 17L foram projetados com pescoço e pontas ativas de 4mm mais longos que o convencional. É indicado para remoção de tecidos cariados em cavidades mais profundas e para endodontia nos procedimentos de pulpotomia.

Ref. nº 11215 - Escavador SSW nº 14



Ref. nº 11210 - Escavador SSW nº 11 1/2



Ref. nº 11205 - Escavador SSW nº 5



Ref. nº 11235 - Escavador SSW nº 20



Ref. nº 11230 - Escavador SSW nº 19

Ref. nº 11225 - Escavador SSW nº 18

Ref. nº 11220 - Escavador SSW nº 17

Ref. nº 11223 - Escavador SSW nº 17L/18L

Ref. nº 11240 - Escavador SSW 17L

# Esculpidores para Amálgama e Cera

Ref. nº 11313 - Esculpidor Discoide Cleóide



Ref. nº 11340 - Esculpidor Hollenback nº 3



Ref. nº 11345 - Esculpidor Hollenback nº 3S



Ref. nº 11348 - Esculpidor Hollenback nº 3SS



Ref. nº 11350 - Esculpidor Le Cron



Ref. nº 11356 - Esculpidor Removedor de Excesso



Instrumentos produzidos em Aço Inoxidável AISI 420, em perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5mm e serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e manuseio; possuem uma face lisa onde é feita a gravação (à laser) com a identificação do fabricante. Pode ser personalizado com nome ou logotipo; a validade é de 10 anos e o número é cadastrado na ANVISA.

## Cortantes Revisados

Ref. nº 10785 - Cortante Duplo Revisado nº 8/9



Ref. nº 10795 - Cortante Duplo Revisado nº 12/13



Ref. nº 10800 - Cortante Duplo Revisado nº 14/15



Ref. nº 10805 - Cortante Duplo Revisado nº 18/19



Ref. nº 10830 - Cortante Duplo Revisado nº 26



Ref. nº 10835 - Cortante Duplo Revisado nº 27



Ref. nº 10840 - Cortante Duplo Revisado nº 28



Ref. nº 10845 - Cortante Duplo Revisado nº 29




## Bandeja

### Aço inoxidável AISI 304

### Qualidade comprovada

Produzidas em chapas de aço inoxidável (AISI 304), com acabamento polido; gravação (à laser) com a identificação do fabricante e número de cadastro na ANVISA. Pode ser personalizada com nome ou logotipo. A validade é de 10 anos. A empresa possui comprovação científica elaborada pela Universidade de Juiz de Fora – “Análise metalográfica de instrumentos odontológicos S.S. White / Duflex”, que comprova que os materiais utilizados na fabricação dos instrumentos em aço inoxidável obedecem as normas técnicas que garantem sua qualidade e eficiência.

Alt.: 10 mm  
Larg.: 92 mm  
Comp.: 225 mm



Ref. n° 12180 - Bandeja pequena s/ separação

Alt.: 10 mm  
Larg.: 130 mm  
Comp.: 229 mm



Ref. n° 12185 - Bandeja média s/ separação

# Bandeja

Aço inoxidável AISI 304



Ref. nº 12184 - Bandeja média c/ separação

Alt.: 10 mm  
Larg.: 130 mm  
Comp.: 229 mm



Ref. nº 12175 - Bandeja pequena c/ separação

Alt.: 10 mm  
Larg.: 92 mm  
Comp.: 225 mm

# Exploradores

Ref. nº 11510 - Explorador Duplo nº 5



# Espátulas

Ref. nº 11410 - Espátula Dupla nº 31



Ref. nº 11405 - Espátula Dupla nº 7 - curta 65mm




# Programa Garantia Total

## Com vocês, nosso PROGRAMA DE GARANTIA TOTAL

A S.S. White confia no futuro de estudantes da área odontológica, assim como confia na qualidade dos seus instrumentos. Damos garantia em nossos instrumentos durante **toda a vida acadêmica**. Junte-se a nós! Entre em contato e saiba mais sobre este benefício.

Mais um bom motivo para sorrir!

# Calcador de Paiva



A = Ø1,0 mm B=Ø1,2 mm C=Ø1,4mm D= Ø 1,6mm

# Sonda

Ref. n° 12123 - Sonda Dupla Milimetrada



Ref. n° 12119 - Sonda Exploradora n° 6



Ref. n° 12117 - Sonda Exploradora n° 47



Ref. n° 12120 - Sonda Milimetrada





*Humanizando Instrumentos*





## Seringa Endodôntica ML (Color)

### Seringa para uso exclusivo do Calen/Calen PMCC

Seringa Endodôntica ML para uso exclusivo com o Calen/Calen PMCC, na Linha Color Duflex. Instrumento em alumínio anodizado colorido.

#### Cores disponíveis e seus respectivos números de referência:



azul

Ref. nº 12603



lilás

Ref. nº 12605



vermelho

Ref. nº 12604



dourada

Ref. nº 12602



Rosa claro

Ref. nº 12601



rosa pink

Ref. nº 12606



# Seringa Refluxo Articulada (Color)

Seringa para anestesia com Refluxo Articulada para anestubos da Linha Color Duflex.

**Cores disponíveis e seus respectivos números de referência:**



preta

Ref. n° 12200



vermelha

Ref. n° 12201



lilás

Ref. n° 12202



dourada

Ref. n° 12203



azul

Ref. n° 12116



verde

Ref. n° 12204



rosa claro

Ref. n° 12205



rosa

Ref. n° 12150

## Escavador Cores: Azul e Rosa




Ref. n° 11292 - Escavador SSW n° 11 1/2 Anod. Azul



Ref. n° 11291 - Escavador SSW n° 11 1/2 Anod. Rosa



## Cabo para Espelho Alumínio Anodizado



Ref. n° 10350 - Cabo p/Espelho n° 25 - Prata

Opção de cabo Preto:

Ref. n° 10332 - Cabo p/Espelho n° 25 - Preto

## Cabo para Espelho Alumínio Anodizado



Ref. n° 10330 - Cabo p/Espelho n° 25 - Azul

Ref. n° 10331 - Cabo p/Espelho n° 25 - Rosa

# Explorador

## Explorador Duplo



Ref. n° 11551 - Explorador Duplo n° 5 Anod. Azul  
| explorador 5

Ref. n° 11550 - Explorador Duplo n° 5 Anod. Rosa  
| explorador 5




**SSWHITE**  
**DUFLEX**  
[www.sswwhite.com.br](http://www.sswwhite.com.br)

apenas  
**R\$ 70,00**  
 (plano mensal)

# ORGADENT

O melhor e mais eficiente sistema de administração de consultórios dentários. Módulos de utilização fácil. Assistência técnica permanente e rápida. Atualmente temos mais de 600 clientes usando esse sistema com total satisfação. **Solicite uma versão de demonstração!**



Entender as necessidades dos clientes no tocante à demanda de soluções de gestão para o dia a dia dos consultórios e clínicas dentárias, ajudando a gerenciar e organizar seu cadastro de pacientes e as finanças, oferecendo insumos para acompanhamento dos tratamentos, gestão de cadastro de pacientes e fidelização dos mesmos.

## Espátula



Ref. nº 11460 - Espátula Suprafill nº 1/2 Cyann

Ref. nº 11461 - Espátula Suprafill nº 1 Cyann

Ref. nº 11462 - Espátula Suprafill nº 2 Cyann

Ref. nº 11463 - Espátula Suprafill nº 3 Cyann



Ref. nº 11467 - Espátula Suprafill nº 1/2 Rosa

Ref. nº 11472 - Espátula Suprafill nº 1 Rosa

Ref. nº 11481 - Espátula Suprafill nº 2 Rosa



Ref. nº 11465 - Espátula Suprafill nº 1/2 - Oco

Ref. nº 11470 - Espátula Suprafill nº 1 - Oco

Ref. nº 11475 - Espátula Suprafill nº 2 - Oco

Ref. nº 11476 - Espátula Suprafill nº 3 - Oco



## Calcador Espatulado

Ref. nº 10423 - Calcador Espatulado Suprafill Oco



Ref. nº 10424 - Calcador Espat. Suprafill Cyann nº 6



Ref. nº 10401 - Calcador Espat. nº 6 Anod. Rosa



## Condensador



Ref. nº 10665 - Condensador SSW Suprafill



Ref. nº 10667 - Condensador SSW Suprafill Cyann

## Kit Suprafill

### Kit Suprafill Tradicional Azul c/4 instrumentos (Ref. nº 12240)

Ref. nº 11460 - Espátula Suprafill nº 1/2 Cyann

Ref. nº 11461 - Espátula Suprafill nº 1 Cyann

Ref. nº 11462 - Espátula Suprafill nº 2 Cyann

Ref. nº 12175 - Bandeja pequena c/ separação

Cyann



### Kit Suprafill Tradicional Rosa c/4 instrumentos (Ref. nº 12243)

Ref. nº 11467 - Espátula Suprafill nº 1/2 Rosa

Ref. nº 11472 - Espátula Suprafill nº 1 Rosa

Ref. nº 11481 - Espátula Suprafill nº 2 Rosa

Ref. nº 12175 - Bandeja pequena c/ separação

Rosa

## Espátula



Ref. nº 11466 - Espátula Suprafill nº 1/2 Azul

Ref. nº 11471 - Espátula Suprafill nº 1 Azul

Ref. nº 11473 - Espátula Suprafill nº 2 Azul



Ref. nº 11468 - Espátula Suprafill nº 1/2 Rosa

Ref. nº 11479 - Espátula Suprafill nº 1 Rosa

Ref. nº 11482 - Espátula Suprafill nº 2 Rosa



## Kit Suprafill Flex

### Kit Suprafill Flex Azul c/4 instrumentos (Ref. nº 12241)


Ref. nº 11466 - Espátula Suprafill nº 1/2 Cyann

Ref. nº 11471 - Espátula Suprafill nº 1 Cyann

Ref. nº 11473 - Espátula Suprafill nº 2 Cyann

Ref. nº 12175 - Bandeja pequena c/ separação

Azul



### Kit Suprafill Flex Rosa c/4 instrumentos (Ref. nº 12242)

Ref. nº 11468 - Espátula Suprafill nº 1/2 Rosa

Ref. nº 11479 - Espátula Suprafill nº 1 Rosa

Ref. nº 11482 - Espátula Suprafill nº 2 Rosa

Ref. nº 12175 - Bandeja pequena c/ separação

Rosa

Espátulas produzidas em cabo de alumínio anodizado, com pontas feitas de liga de níquel de titânio.

## Kit Art Duflex



### Kit ART Azul c/7 instrumentos (Ref. nº 12164)

- Ref. nº 11250 - Escavador ART 1 inox
- Ref. nº 11259 - Escavador ART 2 inox
- Ref. nº 11268 - Escavador ART 3 inox
- Ref. nº 11370 - Esculpidor Removedor ART Inox
- Ref. nº 12174 - Alargador ART inox
- Ref. nº 12194 - Opener ART inox
- Ref. nº 12175 - Bandeja pequena c/ separação

Inox



### Kit ART Cyann c/7 instrumentos (Ref. nº 12163)

- Ref. nº 11253 - Escavador ART 1 Alumínio
- Ref. nº 11262 - Escavador ART 2 Alumínio
- Ref. nº 11271 - Escavador ART 3 Alumínio
- Ref. nº 11373 - Esculpidor Removedor ART Alumínio
- Ref. nº 12169 - Alargador ART Alumínio
- Ref. nº 12198 - Opener ART Alumínio
- Ref. nº 12175 - Bandeja pequena c/ separação

Cyann



Ref. nº 11357 - Esculpidor Removedor ART Cyann



Ref. nº 12169 - Alargador ART Alumínio




Ref. nº 12198 - Opener ART Alumínio



# Conjuntos Duflex

## Conjunto Endodôntico c/5 instrumentos (Ref. nº 12230)

10305	Cabo p/Espelho nº 25
11224	Escavador SSW nº 17 Lite
11525	Sonda Exploradora nº 47 Lite
11906	Pinça Lite nº 317
07504	Espelho Primeiro Plano nº 5 c/ 1 unidade



## Conjunto Clínico c/5 instrumentos (Ref. nº 12231)

10305	Cabo p/Espelho nº 25
11213	Escavador SSW nº 11 1/2 Lite
11520	Explorador Duplo nº 5 Lite
11906	Pinça Lite nº 317
07508	Espelho Odontológico nº 5 c/ 1 unidade

## Conjunto Acadêmico Lite c/5 instrumentos (Ref. nº 12135)

10315	Cabo p/Espelho nº 25 Lite
11224	Escavador SSW nº 17 Lite
11520	Explorador Duplo nº 5 Lite
11906	Pinça Lite nº 317
07508	Espelho Odontológico nº 5 c/ 1 unidade



# KITS PERSONALIZADOS



Maleta vendida  
separadamente

Confira muitos outros Instrumentos no Site. Valores Individuais.

Acesse [www.duflexinstrumentos.com.br](http://www.duflexinstrumentos.com.br) e  
monte o seu **Kit Personalizado**, com o seu *nome*  
ou o *nome da sua clínica*.



R\$ 38,00



R\$ 49,00



R\$ 84,00



R\$ 24,00



R\$ 180,00



R\$ 25,00



R\$ 32,00

CARTÃO DE CRÉDITO



DÉBITO OU TRANSFERÊNCIA



Santander

Instrumentos  
**DUFLEX**

+55 (21) 2122.9303 +55 (32) 2101.5466  
[contato@sswhite.com.br](mailto:contato@sswhite.com.br)

59

## Linha Estética Cyann

11460	Espátula Suprafill nº 1/2 Cyann
11461	Espátula Suprafill nº 1 Cyann
11462	Espátula Suprafill nº 2 Cyann
11463	Espátula Suprafill nº 3 Cyann

10665	Condensador SSW Suprafill
10660	Condensador Hollenback nº 6
10424	Calgador Espat. Suprafill nº 6



# Índice Remissivo de Produtos

(Ordem Alfabética)

Produto	Referência	Página
Acigel 37%	03700	19
Anestésico SS White 100	04104	06
Calen (Pasta de Hidróxido de Cálcio)	05106	15
Calen PMCC	05108	16
Cavitine - fr. c/15ml	03505	19
Cel-Lac - Fr. c/ 500ml	05410	12
Cel-Lac - Fr. c/ 95ml	05405	12
Cimento Zinco Líquido - fr. c/10ml	03105	12
Cimento Zinco Pó nº 1 - fr. c/28g	03110	12
Fluorniz - Verniz Fluoretado	03525	18
Flutop Gel - Neutro Cristal - fr. c/200ml	05153	18
Intrafill Líquido - fr c/ 10ml	03310	14
Intrafill Pó - fr c/ 12g	03315	14
Óxido de Zinco - fr. c/50g	05130	14
Pedra Pomes - fr. c/100g	05505	17
Pert-X - pte c/ 25g	05515	17
Pulpo-San Líquido - fr.c/20ml	03155	13
Pulpo-San Pó - fr.c/50g	03156	13
Review 16 F - Gel Clareador	05560	01
Velvalloy 30g	02175	13
Vidrion Cimentação Ionômero	03175	08
Vidrion Cimentação Líquido - fr. c/10ml	03176	08
Vidrion Cimentação Pó - fr. c/15g	03177	08
Vidrion F Ionômero	03180	08
Vidrion F Líquido - fr. c/13ml	03178	08
Vidrion F Pó - fr. c/10g	03179	08
Vidrion R Ionômero	03185	09
Vidrion R Líquido - fr. c/8ml	03193	09
Vidrion R Pó - fr. c/10g	03183	09

# Índice Remissivo de Instrumentos

<b>Instrumento</b>	<b>Referência</b>	<b>Página</b>
Afastador	10105	41
Alargador ART Alumínio	12169	57
Alargador ART inox	12174	57
Alavanca Apexo Inferior CO	10128	40
Alavanca Apexo Reta CO	10129	40
Alavanca Apexo Superior CO	10127	40
Alavanca Apical CO Inox nº 301	10145	40
Alavanca Apical CO Inox nº 302	10146	40
Alavanca Apical CO Inox nº 303	10147	40
Alavanca Apical CO Inox nº 304	10148	40
Alavanca Seldin CO Inox nº 1L	10175	40
Alavanca Seldin CO Inox nº 1R	10176	40
Alavanca Seldin CO Inox nº 2	10179	40
Alavanca Seldin CO Inox nº 4L	10177	40
Alavanca Seldin CO Inox nº 4R	10178	40
Alicate Perfurador de Dique Ainsworth	06011	29
Aplicador Hidróxido Cálcio Duplo	10120	35
Aplicador Hidróxido Cálcio Duplo ODP Lite	10119	32
Aplicador Hidróxido de Cálcio	10110	35
Aplicador Hidróxido de Cálcio Lite	10111	32
Bandeja média c/ separação	12184	44
Bandeja média s/ separação	12185	44
Bandeja pequena c/ separação	12175	45
Bandeja pequena s/ separação	12180	45
Brunidor Simples nº 29	10205	41
Brunidor Simples nº 33	10210	41
Cabo p/Espelho nº 25	10305	38
Cabo p/Espelho nº 25 - Azul	10330	38
Cabo p/Espelho nº 25 - Prata	10350	38
Cabo p/Espelho nº 25 - Preto	10332	38
Cabo p/Espelho nº 25 - Rosa	10331	38
Cabo p/Espelho nº 25 Lite	10315	38
Cabo p/ Espelho nº 25 Anod. Azul	10361	38
Cabo p/ Espelho nº 25 Anod. Rosa	10360	38
Calcador de Paiva nº 1	10480	47
Calcador de Paiva nº 2	10485	47
Calcador de Paiva nº 3	10490	47
Calcador de Paiva nº 4	10495	47
Calcador de paiva 1 lite	10482	32
Calcador de paiva 2 lite	10487	32
Calcador de paiva 3 lite	10492	32
Calcador de paiva 4 lite	10497	32
Calcador Duflex 6332 nº 2	10440	41
Calcador Duflex 6332 nº 3	10445	41
Calcador esférico p/ Resina Comp	10406	35
Calcador Espot. nº 6 Anod. Cyann	10424	35

# Índice Remissivo de Instrumentos

<b>Instrumento</b>	<b>Referência</b>	<b>Página</b>
Calcador Espat. nº 6 Anod. Rosa	10401	54
Calcador Espat. Suprafill Cyann nº 6	10424	54
Calcador Espatulado Suprafill Oco	10423	54
Calcador FP 6335 nº 1	10455	42
Calcador FP 6335 nº 1 Lite	10464	42
Cinzel Duflex nº 1L	10520	35
Condensador Clev-Dent nº 21	10605	35
Condensador Eames 1 lite	10632	32
Condensador Hollenback nº 6	10660	60
Condensador Hollenback nº 6 Cyann	10662	60
Condensador SSW Suprafill	10665	55
Condensador SSW Suprafill Cyann	10667	55
Condensador Ward nº 1	10670	53
Condensador Ward nº 2	10675	53
Condensador Ward nº 3	10680	53
Condensador Ward 4 lite	10687	32
Condensador Ward 5 lite	10692	32
Condensador Ward 6 lite	10697	32
Conjunto Acadêmico Lite c/5 instrumentos	12135	58
Conjunto Clinico c/5 instrumentos	12231	58
Conjunto Endodôntico c/5 instrumentos	12230	58
Cortante Duplo Revisado nº 12/13	10795	43
Cortante Duplo Revisado nº 14/15	10800	43
Cortante Duplo Revisado nº 26	10830	43
Cortante Duplo Revisado nº 27	10835	43
Cortante Duplo Revisado nº 28	10840	43
Cortante Duplo Revisado nº 29	10845	43
Cortante Duplo Revisado nº 31	10850	43
Cortante Duplo Revisado nº 8/9	10785	43
Cortante Duplo Revisado nº18/19	10805	43
Cortante Duplo Revisado nº32/33	10855	43
Cureta Gracey 11/12 Lite	10936	33
Cureta Gracey 13/14 Lite	10937	33
Cureta Gracey 15/16 Lite	10939	33
Cureta Gracey 17/18 Lite	10941	33
Cureta Gracey 3/4 Lite	10919	33
Cureta Gracey 5/6 Lite	10924	34
Cureta Gracey 7/8 Lite	10929	34

# Índice Remissivo de Instrumentos

<b>Instrumento</b>	<b>Referência</b>	<b>Página</b>
Cureta Gracey 9/10 Lite	10934	34
Cureta Lucas nº 85	10955	35
Cureta Lucas nº 86	10956	39
Cureta Lucas nº 87 Lite	10954	33
Cureta Mccall 1/10 Lite	10958	33
Cureta Mccall 11/12 Lite	10959	33
Cureta Mccall 13/14 Lite	10960	33
Cureta Mccall 15/16 Lite	10961	33
Cureta Mccall 17/18 Lite	10962	33
Cureta Mccall 19/20 Lite	10963	33
Destaca Periódico Molt	11110	39
Escavador ART nº 1 Alumínio	11253	57
Escavador ART nº 2 Alumínio	11262	57
Escavador ART nº 3 Alumínio	11271	57
Escavador ART 1 inox	11250	57
Escavador ART 2 inox	11259	57
Escavador ART 3 inox	11268	57
Escavador SSW nº 11 1/2	11210	42
Escavador SSW nº 11 1/2 Anod. Azul	11292	42
Escavador SSW nº 11 1/2 Anod. Rosa	11291	42
Escavador SSW nº 11 1/2 Lite	11213	42
Escavador SSW nº 14	11215	42
Escavador SSW nº 17	11220	42
Escavador SSW nº 17 Lite	11224	42
Escavador SSW nº 18	11225	42
Escavador SSW nº 19	11230	42
Escavador SSW nº 20	11235	42
Escavador SSW nº 5	11205	42
Escavador SSW nº 5 Lite	11208	32
Escavador SSW nº 17/18L Lite	11226	34
Escavador SSW nº 17L Lite	11240	34
Escavador SSW nº 17L/18L	11223	34
Esculpidor Discoide Cleóide	11313	43
Esculpidor evans 2 lite	11321	43
Esculpidor Hollenback nº 3	11340	43
Esculpidor Hollenback nº 3S	11345	43
Esculpidor Hollenback nº 3SS	11348	43
Esculpidor Le Cron	11350	43

# Índice Remissivo de Instrumentos

<b>Instrumento</b>	<b>Referência</b>	<b>Página</b>
Esculpidor Removedor ART Cyann	11357	57
Esculpidor Removedor ART Inox	11370	57
Esculpidor Removedor de Excesso	11356	43
Esculpidor Ward 1/2 lite	11359	32
Espátula 13 lite	11434	34
Espátula 50 lite	11414	34
Espátula 70 lite	11419	34
Espátula 72 lite	11424	34
Espátula 74 lite	11429	34
Espátula Dupla nº 31	11410	45
Espátula Dupla nº 7 - curta 65mm	11405	45
Espátula Endo Flex Int.	11480	34
Espátula Endo Flex Int. lite	11485	34
Espátula Simples nº 24F	11450	32
Espátula Simples nº 24F Lite	11452	32
Espátula Simples nº 36	11455	53
Espátula Suprafill nº 1 - Oco	11470	54
Espátula Suprafill nº 1 - Rosa	11472	55
Espátula Suprafill nº 1 Cyann	11461	54
Espátula Suprafill nº 1/2 - Oco	11465	54
Espátula Suprafill nº 1/2 - Rosa	11467	55
Espátula Suprafill nº 1/2 Cyann	11460	54
Espátula Suprafill nº 2 - Oco	11475	54
Espátula Suprafill nº 2 - Rosa	11481	54
Espátula Suprafill nº 2 Cyann	11462	54
Espátula Suprafill nº 3 - Oco	11476	54
Espátula Suprafill nº 3 Cyann	11463	54
Espátula Suprafill Flexível 1	11471	56
Espátula Suprafill Flexível 1 - Rosa	11479	56
Espátula Suprafill Flexível 1/2	11466	56
Espátula Suprafill Flexível 1/2 - Rosa	11468	56
Espátula Suprafill Flexível 2	11473	56
Espátula Suprafill Flexível 2 - Rosa	11482	56
Espelho Odontológico nº 3 c/ 1 unidade	07509	38
Espelho Odontológico nº 5 c/ 1 unidade	07508	38
Espelho Primeiro Plano nº 5 c/ 1 unidade	07504	37
Explorador Duplo nº 5	11510	45
Explorador Duplo nº 5 Lite	11520	32

# Índice Remissivo de Instrumentos

<b>Instrumento</b>	<b>Referência</b>	<b>Página</b>
Explorador Duplo nº 5 Anod. Azul	11551	32
Explorador Duplo nº 5 Anod. Rosa	11550	32
Grampo p/ Dique de Borracha nº 0	09040	23
Grampo p/ Dique de Borracha nº 00	09050	23
Grampo p/ Dique de Borracha nº 07	09064	24
Grampo p/ Dique de Borracha nº 1	09052	23
Grampo p/ Dique de Borracha nº 11	09075	24
Grampo p/ Dique de Borracha nº 11A	09077	25
Grampo p/ Dique de Borracha nº 12A	09082	25
Grampo p/ Dique de Borracha nº 13A	09087	25
Grampo p/ Dique de Borracha nº 14	09100	25
Grampo p/ Dique de Borracha nº 14A	09105	25
Grampo p/ Dique de Borracha nº 1A	09053	23
Grampo p/ Dique de Borracha nº 2	09055	23
Grampo p/ Dique de Borracha nº 200	09118	26
Grampo p/ Dique de Borracha nº 201	09120	26
Grampo p/ Dique de Borracha nº 202	09121	26
Grampo p/ Dique de Borracha nº 203	09122	26
Grampo p/ Dique de Borracha nº 204	09123	27
Grampo p/ Dique de Borracha nº 205	09124	27
Grampo p/ Dique de Borracha nº 206	09125	27
Grampo p/ Dique de Borracha nº 207	09127	27
Grampo p/ Dique de Borracha nº 208	09128	27
Grampo p/ Dique de Borracha nº 209	09130	27
Grampo p/ Dique de Borracha nº 209 PR	09132	27
Grampo p/ Dique de Borracha nº 210	09133	28
Grampo p/ Dique de Borracha nº 211	09135	28
Grampo p/ Dique de Borracha nº 212	09137	28
Grampo p/ Dique de Borracha nº 212L	09138	28
Grampo p/ Dique de Borracha nº 212M	09150	28
Grampo p/ Dique de Borracha nº 212R	09139	28
Grampo p/ Dique de Borracha nº 26	09109	25
Grampo p/ Dique de Borracha nº 27	09110	25
Grampo p/ Dique de Borracha nº 28	09112	26
Grampo p/ Dique de Borracha nº 29	09113	26
Grampo p/ Dique de Borracha nº 2A	09057	23
Grampo p/ Dique de Borracha nº 3	09060	23
Grampo p/ Dique de Borracha nº 4	09062	24

# Índice Remissivo de Instrumentos

<b>Instrumento</b>	<b>Referência</b>	<b>Página</b>
Grampo p/ Dique de Borracha nº 8	09065	24
Grampo p/ Dique de Borracha nº 8A	09067	24
Grampo p/ Dique de Borracha nº W2A	09142	24
Grampo p/ Dique de Borracha nº W56	09145	26
Grampo p/ Dique de Borracha nº W8A	09140	24
Kit ART c/7 instrumentos	12164	57
Kit ART Cyan c/7 instrumentos	12163	57
Kit Suprafill Flex Azul c/4 instrumentos	12241	56
Kit Suprafill Flex Rosa c/4 instrumentos	12242	56
Kit Suprafill Tradicional Azul c/4 instrumentos	12240	55
Kit Suprafill Tradicional Rosa c/4 instrumentos	12243	55
Lima Dupla Seldin nº 11	11845	35
Lima Dupla Seldin nº 12	11850	35
Opener ART Alumínio	12198	57
Opener ART inox	12194	57
Pinça Lite nº 317	11906	58
Pinça p/ Algodão nº 317	11905	36
Pinça p/ Algodão nº 318	11910	36
Pinça Porta Grampo Serrilhada	06675	29
Pinça Univer	11945	36
Pinça Univer lisa	11900	36
Porta Matriz Tofflemire Adulto e Infantil	06101	29
Seringa Anest. c/ref. Articul. Preta / Vermelha / Lilás	12.200/201/202	50
Seringa Anest. c/ref. Articul. Dourada / Rosa Claro / Rosa Pink	12.203/205/150	50
Seringa Anest. c/ref. Articul. Azul / Verde	12116 / 12204	50
Seringa Endodôntica ML	12112	30
Seringa Endodôntica ML - Azul	12603	49
Seringa Endodôntica ML – Rosa / Rosa Pink	12601 / 12606	49
Seringa Endodôntica ML – Lilás	12605	49
Seringa Endodôntica ML - Vermelha	12604	49
Seringa Endodôntica ML – Dourada	12602	49
Sindesmótomo	12170	35
Sonda Dupla Milimetrada	12123	47
Sonda Exploradora nº 47	12117	47
Sonda Exploradora nº 47 Lite	11525	47
Sonda Exploradora nº 6	12119	47
Sonda Extra Fina	12650	35
Sonda Milimetrada	12120	47



Instrumentos

**DUFLEX**

[www.duflexinstrumentos.com.br](http://www.duflexinstrumentos.com.br)

[contato@duflexinstrumentos.com.br](mailto:contato@duflexinstrumentos.com.br)

 +55 (32) 2101.5466

 +55 (21) 2122.9303